

56度检验科用病毒灭活恒温箱

产品名称	56度检验科用病毒灭活恒温箱
公司名称	福意联医疗设备
价格	.00/面议
规格参数	品牌:北京福意联 型号:FYL-YS-151L 电话:13911984728
公司地址	北京市东城区
联系电话	13911984728

产品详情

56度检验科用病毒灭活恒温箱 简介：

北京福意联公司竭诚与优良各代理商，终端客户双赢合作，共同发展，共创辉煌！公司拥有强大的研发能力，销售能力，科学的管理理念和管理办法，完善的检测手段和质量管理体系，诚信的经营理念，不断提高产品的质量，不断提升对用户的服务水平，与广大新老朋友共同进步。

56度检验科用病毒灭活恒温箱 参数：

产品介绍有限：详情咨询厂家：13911984728（微信同步）

56度检验科用病毒灭活恒温箱 用途：-病毒蛋白质变性：加热引起变性也是有效灭活的方法。一般说病毒对热抵抗力弱，60 几分钟就使之感染性明显降低。将待测样本放入60 恒温箱内进行45分钟灭活处理使得病毒失去活性。

56度检验科用病毒灭活恒温箱 产品特点：

外观：高质感外观，机体采用圆弧造型，表面经雾面条纹处理，并采用平面无反作用把手，操作容易，。观察窗：长方形复层玻璃观窗口，可在试验中进行试验品观察使用，窗口具防汗电热器装置可防水气凝结水滴，及高亮度PL莹光灯保持箱内照明。压缩机：压缩机循环系统采用优良，更能有效去除冷凝管与毛细管间的润滑油并全系列采用冷煤。控制方式：采智能型PID+SSR/SCR正逆双向同步输出，内含优良之斜率控制逻辑。控制器：具有多段程序编辑及温度、湿度可做快速（QUICK）或斜率（SLOPE）控制。循环设定：可执行9999×999回次数循环,且可再切割出5组优良之部份循环。时间讯号：3组时序控制输出接口,搭配10种之时间控制模式,方便执行外部驱动组件启/停之时序规画。检知：15项全功能之系统侦测,确保机台运转.并可自动显示故障时间、项目及排除对策。

56度检验科用病毒灭活恒温箱 产品配置清单1、说明书1本2、保修卡1张3、合格证1张4、搁架7个5、钥匙2把