

45-65 恒温样本灭活仪

产品名称	45-65 恒温样本灭活仪
公司名称	北京福意电器有限公司
价格	892477.00/台
规格参数	使用科室:PCR实验室专用 型号:FYL-YS-151L/281/431L 库存:现货
公司地址	北京市平谷区兴谷经济开发区兴谷路20号
联系电话	13811305308 13811237849

产品详情

涉及高致病性微生物冰箱的实验室活动应由两名工作人员完成，其中一人负责主要的实验操作，另一人提供必要的协助。主操作员应避免重复进出安全柜。

灭活形式:灭活恒温箱加热完成，当用空气体加热时，灭活时间可适当延长。当条件允许时，可以使用小型设备在安全柜中操作，从而减少进入和离开安全柜的样品数量。灭活前的样品严禁在生物冰箱安全柜外打开和操作。

45-65 恒温样本灭活仪公司说明-

北京福意电器有限公司在飞速发展的同时，逐步形成了“质优价廉,售后上”的经营理念。展望未来，福意联人充满信心，必将做出更杰出的成果回报广大客户。主要产品有医疗恒温箱、干燥柜、医疗加温箱、手术室保温柜保冷柜、实验室冰箱、-20 冰箱、车载冷藏箱等等。我们热诚外广大客户来人来函洽谈。很荣幸为你提供优良、优良的售后。

福意联45-65 恒温样本灭活仪用于核酸检测前灭活样本，咽鼻拭子，病毒标本，生物冰箱样本等物品灭活处理。病毒蛋白质变性：加热引起变性也是有效灭活的方法。一般说病毒对热抵抗力弱，60 几分钟就使之感染性明显降低。将待测样本放入60 恒温箱内进行45分钟灭活处理使得病毒失去活性。

病毒蛋白质变性：能使蛋白质变性的化学制剂都能使病毒灭活，加热引起变性也是有效灭活的方法。一般说病毒对热抵抗力弱，60 几分钟就使之感染性明显降低。用于新型病毒核酸检测前样本灭活，降低操作人员感染风险。

45-65 恒温样本灭活仪型号说明：

45-65 恒温样本灭活仪参数举例说明：

【产品型号】FYL-YS-151L【产品形式】立式【冷却/加热方式】风冷+发热丝【噪音】42dB(a)【功率】120W【电源】AC220V, 50Hz【温度范围】0-100 【外形尺寸】(宽×深×高)：595×570×865mm【有效容积】150L【重量】64kg【温度显示】LCD数字式【外门锁扣】有1、产品结构为立式箱体。主体分为四部分：电气控制系统，制冷系统、加热系统、显示系统。2、箱门内侧门胆采用凹凸型结构设计，增加了箱门的保温性能，门上装有大视野三层钢化玻璃观察窗，便于随时观察箱体内物品。3、门与箱体密闭处采用耐高温、抗老化性好的纳米材料门封条，有效的防止热量损失,并可以延长加热元件寿命,有效保证工作室的密封性。4、箱体内部采用高密度聚氨酯整体发泡，保温层厚度合理设计，使设备在高温运行时热量不外传，保温效果好。5、适合高温高湿地区，外门防凝露的应用，85%湿度无凝露。6、微电脑程序控制温度，LCD数码显示、无须按键输入，屏幕直接触摸选项，可随意设定所需温度，数字式显示，读数极为方便，控温精度高。7、完善的报警系统，可实现高低温报警系统、断电报警、传感器故障报警、保证安全运行防止发生意外8、采用新型风道设计和循环系统设计，气流方向更加科学合理，使工作室温度均匀恒温无死角。采用高性能电机及风叶，具有空气对流微风装置，内腔空气可以更新循环。制冷系统与制热系统匹配合理，降温或加热速度快，设定的温度在短时间里，即可达到设置温度要求、温度度高。9、采用新型全封闭压缩机，运转平衡，噪音低，使用寿命长。10、此产品可做嵌入式恒温加热设备，可将产品直接嵌入在壁橱或墙壁中，不占用多余空间。11、箱体外壳均采用优良A3钢板数控机床加工成型,外壳表面进行防静电\防腐化喷塑处理,增加了外观质感和洁净度。12、箱体采用双重安全锁设计，可实现双人双管，保证物品安全，13、机器底部采用高可固定式PU万向轮。

产品配置清单1、说明书1本2、保修卡1张3、合格证1张4、搁架3个5、钥匙2把

45-65 恒温样本灭活仪售后说明：

售后原则：产品保修期为一十二个月，在保修期方将免费维修和更换属质量原因造成的零部件损坏，保修期外零部件的损坏，提供的配件只收成本费，由需方人为因素造成的设备损坏，供方维修或提供的配件均按成本价计。

45-65 恒温样本灭活仪相关：试剂盒全名是荧光定量PCR核酸检测试剂盒。生物冰箱体的遗传物质分为两种，DNA和RNA。DNA具有双螺旋链状结构，更加稳定，而RNA是单链结构，状病毒就是RNA病毒，更加容易变异适应人体。确诊病人是否感染了新型状病毒，主要的方法是检测病人或者疑似病例身上（痰液、、肺泡灌洗液）是否存在病毒的遗传物质。但是在病人样本中能够提取出来的RNA含量有限，且RNA单链十分容易断裂和降解。所以需要有一种方法可以快速检测病毒样品中的核酸含量。

勤发发