

奥索假肢 池州假肢 精博辅具集团

产品名称	奥索假肢 池州假肢 精博辅具集团
公司名称	合肥精博康复器具有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	合肥市包河区繁华大道与长白山路交口长润大厦六楼
联系电话	18756569279

产品详情

小腿假肢想要延长使用，维护不可少

为了维持小腿假肢的正常功能，延长使用寿命，池州假肢，应注意以下假体的日常维护方式。

一：保持接受腔内面。如果接受腔表面脏了，增加残肢的风险。每晚都用温水，擦拭干净。

二：经常进行清洗和更换患者残肢套。

三：如果接受腔内某处的压痛残端，可以通过掏空压痛部位的垫子或用毡填充周围的压痛部位来解决。

四：当接受腔放松的感觉，在使用解决套树桩的方法的增长;如果仍然太松，内轮毂的壁能胶毡分辨层。如有必要，则更换新接受腔。

五：塑料壳式假肢，不能自己放在一个高温压力容器旁。寒冷时，也不能用火烤温后使用，防止出现变形，而影响使用的效果。

残肢如何护理才是安装假肢的状态

一、残端应无疼痛。

装配假肢后，截肢者往往诉有轻微疼痛，若无特殊情况，这种疼痛会随着截肢者对假肢的适应，

逐渐缓解、消失。影响装配假肢的疼痛，常因残端、神经瘤、骨端过长、骨峭突起和幻觉痛引起。对疼痛因按病因分别处理，后再装配假肢。

二、适当的长度保证足够的杠杆和良好的肌肉控制力量。

残肢过短，不但难以装配假肢，奥索假肢，保持假肢稳定，假肢报价，而且会增加残肢的肌力负担，影响假肢发挥作用；残肢过长，则容易发生血循环障碍，引起切口处水肿、溃疡，机械假肢，也不利于假肢的装配和活动。

大腿截肢、小腿截肢残肢的长度都是以中1/3部位截肢所留长度为理想长度。上肢截肢原则上应尽量留长些，利于发挥残肢作用，利于控制假肢。一般截肢的部位取决于肢体受伤的程度及该处血液循环的情形，在可能的范围医师将尽量保留关节的功能与适合装配假肢的长度。

智能假肢对于社会发挥着越来越重要的作用：

智能假肢的出现圆了残疾人士的梦想，能够使残疾人像正常人一样自由灵活地活动，从而带给了残疾人士更多生活的希望，帮助他们进行就业，从而解放更多的劳动力，为社会的繁荣发展做出了贡献。在未来，相信人工智能的快速发展会带给智能假肢更多的变化与提升，帮助更多社会人士重获新生。

奥索假肢-池州假肢-精博辅具集团(查看)由合肥精博康复器具有限公司提供。合肥精博康复器具有限公司(www.jingbofj.com)拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！