

微细金属管件生产厂家 手术器械制造商 上海手术器械

产品名称	微细金属管件生产厂家 手术器械制造商 上海手术器械
公司名称	深圳市英菲尼奥科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	深圳市光明新区公明街道将石大围沙河工业区B2-10栋
联系电话	13714788980

产品详情

什么是细针穿刺针？

细针穿刺针吸细胞学检查是使用细针（外径0.6~0.9mm）及针管，刺入组织病变区域，通过提插等方式将病灶内的细胞或小组织块切割下来，同时借助针管内负压将其吸出，上海手术器械，涂片及染色后在光镜下阅片，然后完成病理诊断的一种活检方法。

其目的主要是诊断病变的性质、是否为肿瘤及肿瘤的良好性类型。细针穿刺针吸细胞学检查已成为肿瘤确诊的主要手段之一，尤其是近10年来影像技术的发展，在超声引导下，应用细针穿刺对浅表肿块，如甲状腺的包块和肿大的淋巴结进行细胞学活检，是判断肿块性质及早期诊断肿瘤的快捷、简便与安全的方法。

射频穿刺针介绍

射频套管针为一次性使用无菌产品，用于神经和肌肉等组织的射频热凝诊治时的穿刺。

使用说明

1在无菌条件下，手术器械定制哪家好，取出射频穿刺针射频套管针。

2使用前应确保手术电极的长度与直径均适合于射频穿刺针射频套管针的长度。

3确定衬芯是否与针管配合正确。

4使用射频热凝电极套管针进行经皮穿刺，直到针管的顶端到达目标位置。

5轻轻地将衬芯从针管中移走，插入手术电极。

6通过连接器将手术电极电缆连接到引线电缆。

7热凝过程结束后，待电极和套管针温度下降至40 ° C以下再一起取出，以确保不发生凝血。

因蝶翼留置针的特殊结构，即针体两侧各有一翼翅，穿刺后两翼翅与针体成90°，并直接接触皮肤，手术器械生产，可引起皮肤不适，甚至造成皮肤损伤，故需在两翼翅下垫衬敷料。另外，为了固定、保护和观察蝶翼针穿刺处，手术器械制造商，通常用透明敷贴覆盖蝶翼针。

针对静脉输液港输液时蝶翼针穿刺后，两翼翅直接接触皮肤，引起皮肤不适甚至皮肤损伤、蝶翼针穿刺处需随时观察及垫衬敷料和透明敷贴难于与蝶翼针分离的问题，现有临床专家设计了一种垫衬方便、平整、具有保护两翼翅下皮肤、穿刺处不被垫衬敷料遮盖及垫衬敷料和透明敷贴能与蝶翼针分离的无底边镂空等腰三角形垫衬敷料。

微细金属管件生产厂家(图)-手术器械制造商-上海手术器械由深圳市英菲尼奥科技有限公司提供。行路致远，砥砺前行。深圳市英菲尼奥科技有限公司（www.sinowares.com）致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，与您一起飞跃，共同成功!同时本公司（www.momook.cn）还是从事毛细管加工，管件加工，铝毛细管的厂家，欢迎来电咨询。