

精神患者磁控约束带品牌 精神患者磁控约束带 蒙泰护理可代理

产品名称	精神患者磁控约束带品牌 精神患者磁控约束带 蒙泰护理可代理
公司名称	东莞市蒙泰护理用品有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	东莞市南城区宏远路10号楼五楼北面
联系电话	18819503738 18819503738

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：东莞市蒙泰护理用品有限公司

使用精神患者磁控约束带要下医嘱吗？

精神患者磁控约束带组成是由很多的材质一起结合成的，如：棉织带、羊毛绒软垫、锁钉、锁扣、钥匙、魔术贴等等，精神患者磁控约束带它适用的范围也比较大，如：精神科、神经科、老年科、机关等等的都是可以使用的，但是使用精神患者磁控约束带需要下医嘱吗？

是需要的，在约束带的使用注意事项中有那么一条“使用约束带需要有医嘱才可执行”，精神患者磁控约束带批发，而精神患者磁控约束带也是有着这样的一个事项的，要有医嘱的才能使用精神患者磁控约束带，而且在使用前，需要告诉到患者及其家属，说明使用精神患者磁控约束带的目的，让其理解并获得协助配合。

精神患者磁控约束带的多种卧位约束方案，供您选择。

在临床护理中，会有那么一些躁动的患者是不配合护理的，那么为了护理治疗的顺利进行，临床会对不配合的躁动患者进行保护性的约束，会需要约束带来限制患者肢体或某一部位的活动。蒙泰护理对于这样的情况，研发了多款精神患者磁控约束带，以及设计了多种卧位约束方案，如精神患者磁控约束带-卧位四点约束、卧位五点约束、卧位六点约束、卧位八点约束等约束方案。不同的约束方案使用的精神患者磁控约束带也有所不同。如：
：卧位四点约束：两条腕部约束带+一条踝部约束带
卧位五点约束：两条腕部约束带+一条踝部约束带+一条腰腹约束带
卧位六点约束：两条腕部约束带+一条踝部约束带+一条腰腹约束带+一条肩部约束带
卧位八点约束：两条腕部约束带+一条踝部约束带+一条腰腹约束带+一条肩部约束带+一条大腿约束带
除此之外，精神患者磁控约束带也是可以单独使用的。

对于保护用具-精神患者磁控约束带，精神患者磁控约束带定做，有什么注意事项呢？

使用保护用具-精神患者磁控约束带时，应保持肢体及各关节处于功能位，要协助患者经常更换体位，让患者处于一个安全、舒适的位置，而且使用保护用具-精神患者磁控约束带时，要先取得患者及其家属的知情以及同意后，精神患者磁控约束带品牌，在有医嘱的情况下使用，使用保护用具-精神患者磁控约束带可以先上锁钉，然后把患者的约束部位置于保护用具-精神患者磁控约束带的羊羔绒软垫中，粘上魔术贴，固定松紧适宜，精神患者磁控约束带，在这里要注意，羊羔绒软垫与约束部位间可放置一指为宜，并定时松解，每2小时应当松解约束带一次，注意观察约束部位的血液的循环情况等。