

山西通风橱 山西化学通风橱 欧贝尔实验室家具

产品名称	山西通风橱 山西化学通风橱 欧贝尔实验室家具
公司名称	山西欧贝尔实验室设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	太原市杏花岭区府西街力鸿大厦11层
联系电话	18636617441

产品详情

【山西欧贝尔实验室家具】是一家专业从事实验室整体规划，实验台，试验台，操作台，化验台，工作台，通风柜，通风橱、无菌室等实验室家具设备研发、设计、生产、销售、安装及售后服务一体的大型综合性企业。

风速的测试

检验方法：把玻璃操作窗开启到正常的操作位置，检测人员在玻璃操作窗的一侧0.5米的位置，在玻璃操作门距离角落100mm处测试风速，山西通风橱哪家好，大测试点距离不超过600mm，检测时按风速风压计大值计数，检测时每一点计数为15S，波动不超20%时计算和记录速度值，如果波动超过20%以上，计数时间可延长。

【山西欧贝尔实验室家具】是一家专业从事实验室整体规划，实验台，试验台，操作台，山西通风橱，化验台，工作台，山西化学通风橱，通风柜，山西通风橱厂家，通风橱、无菌室等实验室家具设备研发、设计、生产、销售、安装及售后服务一体的大型综合性企业。

实验室的温湿度应根据实验要求设计，普通的理化室采用普通的分体空调或多联机即可。对于精密仪器室对温湿度有一定的要求，比如ICP、等。另有一些特殊的如纤维检验、纸品检测、纺织面料等对温湿度都有更高的要求。设计师在设计这样的实验室是需要依据标准针对性的选材。

【山西欧贝尔实验室家具】是一家专业从事实验室整体规划，实验台，试验台，操作台，化验台，工作

台，通风柜，通风橱、无菌室等实验室家具设备研发、设计、生产、销售、安装及售后服务一体的大型综合性企业。

灵活的室内环境

实验室是模块化开发、实验室工作台可被设计为活性、可调节的移动服务列中、并且可以利用实验室的空间、可动隔壁、设计灵活分区、可固定到墙壁或上对接的底板站包括电路、水路、气路、通讯输入端口、与快速的特点连接和断开方便与试验台即插即用相结合。

实验室的一切设计要求就是大的灵活性，这意味着实验室设备不仅要具有良好的使用功能，也应该有一个重大革新，还是新，工作台利用率高的结构调，减少资源浪费。

山西通风橱-山西化学通风橱-欧贝尔实验室家具(推荐商家)由山西欧贝尔实验室设备有限公司提供。山西欧贝尔实验室设备有限公司(www.sxobe.com)拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！同时本公司(www.hndnm.com)还是从事山西无菌室，百级无菌室，千级无菌室的厂家，欢迎来电咨询。