

# 核酸实验室病毒灭活恒温仪

产品名称	核酸实验室病毒灭活恒温仪
公司名称	北京福意电器有限公司业务二部
价格	.00/个
规格参数	品牌:福意联 型号:FYL-YS-151L
公司地址	北京市东城区朝阳门
联系电话	13601307851

## 产品详情

“携手福意联，共创辉煌未来”，公司愿以诚信务实的精神，不断科技，广交天下各界朋友，逐步树立自身的优势品牌，通过灵活的经营机制、优良的经营理念、超前的经营模式，再加上精细的服务、良好的信誉，雄厚的经济实力，科学的管理模式以及准确的市场定位等，通过自身的不断努力、拚搏，相信北京福意联（FU.YI.LIAN）一定在社会各界的关心和优良下能成为内具内涵的品牌公司。

### 产品介绍：

- 1、产品结构为立式箱体。主体分为四分：电气控制系统，制冷系统、制热系统、显示系统。
- 2、箱体内采用高密度聚氨酯整体发泡，具有重量轻、保温性能好等特点。
- 3、适合高温高湿地区，外门防凝露技术的应用，85%湿度无凝露。
- 4、核酸实验室病毒灭活恒温仪智能电脑温度控制器，数码显示、控温精度高。具有高低温报警、温感器故障报警和安全锁功能，防止出现意外。
- 5、温感探头，自动显示箱体内温度，便于随时观察箱体内温度变化。

- 6、采用新型风道设计，多孔入风使箱体内温度更均匀。温度偏差范围小。
- 7、制冷系统与制热系统匹配合理，采用强制空气循环，确保箱体内整体恒温无死角。降温或制热速度快，设定的温度在短时间里，即可达到设置温度要求。
- 8、使用三层高强度中空玻璃，中间层为真空处理，保温效果好，透明度高，便于随时观察箱体内存放的物品。
- 9、采用新型全封闭压缩机，运转平衡，噪音低，使用寿命长。
- 10、此产品为嵌入式恒温箱，可将产品直接嵌入在壁橱或墙壁中，不占用多余空间。

福意联核酸实验室病毒灭活恒温仪用于核酸检测前灭活液样本，咽鼻拭子，病毒标本，生物样本等物品灭活处理。用于新型病毒核酸检测前样本灭活，降低操作人员感染风险。病毒蛋白质变性：加热引起变性也是有效灭活的方法。一般说病毒对热抵抗力弱，60 几分钟就使之感染性明显降低。将待测样本放入60 恒温箱内进行45分钟灭活处理使得病毒失去活性。

核酸实验室病毒灭活恒温仪使用注意事项：

长时间不使用恒温箱时，人们常常以为断了电，收拾干净后，下次再使用时就没问题了。其实这种概念是错误的。恒温箱收拾干净后，用包装箱装起来是常见的使用误区。长时间不使用时，需把恒温箱内的食物都要清理出来，不可留有任何水分，如有水分未干时，需要晾干。清理干净后的恒温箱，不可用塑料布包罩，以免内阻塞和使外壳变色剥落；也不可用水箱罩起来，以免箱体不透气，内管件遇到潮气、水分等会发生故障，影响恒温箱使用寿命。有消费者认为恒温箱长时间不用时，可以断电，等到使用时再通电，其实这也是其中的一个误区。再次使用恒温箱时，先需要检查恒温箱门密封胶条是否关闭严实。再通电空机运转一段时间，看有没有冷气，有冷气说明内管路压机没问题，可直接使用；如发现没有冷气，应优良时间联系品牌售后。如长期不使用时，需要在半个月或者是一个月的时候通电，每次通电2-4个小时以上，使得恒温箱能得到更好的养护。

勤发发