

26 -70 标本灭活仪

产品名称	26 -70 标本灭活仪
公司名称	北京福意电器有限公司业务二部
价格	.00/个
规格参数	品牌:福意联 型号:FYL-YS-151L
公司地址	北京市东城区朝阳门
联系电话	13601307851

产品详情

品牌——福意联（FU.YI.LIAN）诚信为本，尊重员工，成就客户，永远通过公司全体员工的不懈努力，经过多年的发展，产品不断推陈出新，公司内外销市场逐年扩大，并在全球各地建立了广泛的销售网络。稳步赢得广大使用者的充分认可。北京福意联有限公司（Beijing Electric Appliance Co., Ltd.）将以不断的、精美质量及完善的售后服务为您解忧排难。

【功能特点】1.内置微电脑数控系统、温度数字显示、触摸式LED液晶显示屏、温度在4~38度之间任意调控且恒定。2.采用风冷式结构设计，合理的风循环系统及制冷、加热系统的合理匹配，可以保持箱内温度均匀稳定。3.箱体内2个精密温度传感器，合理设计蒸发器，有效增大制冷面积，提高降温速度。4.26 -70 标本灭活仪多层搁架设计，可根据存放物品的规格合理调整间隙，充分利用空间。5.低功耗，宽电压带，适合电压不稳定地区。6.双安全门锁设计，箱内照明灯设计、透明保温双层钢化玻璃门，便于观察内物品的存放情况。7.ptc陶瓷复合加热技术，加热速度快，升温均衡。8.箱体外胆采用A3钢板喷塑，造型美观大方，增加了外观质感和洁净度。

福意联26 -70 标本灭活仪用于核酸检测前灭活液样本，咽鼻拭子，病毒标本，生物样本等物品灭活处理。用于新型病毒核酸检测前样本灭活，降低操作人员感染风险。病毒蛋白质变性：加热引起变性也是有效灭活的方法。一般说病毒对热抵抗力弱，60 几分钟就使之感染性明显降低。将待测样本放入60 恒温箱内进行45分钟灭活处理使得病毒失去活性。

26 -70 标本灭活仪使用注意事项：

恒温箱使用的时候要注意:1、不插电源的情况下，打开有的门，拿出各个抽屉，暴露在空气中一段时间，去去恒温箱中的异味；2、用干净的湿毛巾擦洗恒温箱箱体内部表面及各个抽屉表面，去除表面不卫生的杂质；3、使恒温箱后背面、两侧面离开墙面、橱柜面一定的距离（一般以15~25公分为宜），并尽可能放置在通风良好的位置；4、恒温箱后下方的排水嘴的过滤堵头要放上去；5、尽可能找一个室内温度较高的时候插电并开始使用。

勤发发