

安庆aed自动体外除颤仪

产品名称	安庆aed自动体外除颤仪
公司名称	武汉医捷迅安商贸有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	武汉市洪山区珞狮南路和文荟街交叉口南湖星光时代18层
联系电话	13995560945 13995560945

产品详情

除颤电极板位置

前尖位: 胸骨右缘锁骨下方

乳头的左侧电极板的中心在腋中线上。

前后位右前壁锁骨下

背部左肩胛下。

尖后位心尖部

背后右肩胛角

除颤波形和能量水平 单相波形电除颤360双相波形电除颤150 200

除颤用物准备

除颤器、导电膏 盐水纱布 电除颤时尚需配备各种抢救和心肺复苏所需要的器械和药品

如氧气、吸引器、气管插管用品、血压和心电监测设备 及配有常规抢救药品的抢救车等 以备急需

心脏除颤仪/普美康Defi-B型便携式心脏除颤仪/席勒除颤仪/普美康XD除颤仪

除颤的实际操作过程

- 1、迅速熟悉、检查除颤仪，各部位按键、旋钮、电极板完好，电能充足。
- 2、患者取仰平卧位，aed自动体外除颤仪，操作者位于患者右侧位。
- 3、迅速开启除颤仪，调试除颤仪至监护位置，显示患者心律。
- 4、用干布迅速擦干患者胸部皮肤，将手控除颤电极板涂以专用导电胶。
- 5、确定手控除颤电极板正确安放胸部位置，前电极板放在胸骨外缘上部、右侧锁骨下方。外侧电极板放在左下胸、乳d头左侧、电极板中心在腋前线上，并观察心电波型，确定为室颤。
- 6、选择除颤能量，首.d次除颤用200J；第二次用200 300J；第三次为360J。
- 7、按压除颤充电按钮，使除颤器充电。
- 8、除颤电极板紧贴胸壁，适当加以压力，确定无周围人员直接或间接与患者接触。
- 9、除颤仪显示可以除颤信号时，双手同时协调按压手控电极两个放电按钮进行电d击。
- 10、放电结束不移开电极，观察电d击除颤后心律，若仍为室颤，则选择第二次除颤、第三次除颤，重复第4~10步骤。

供应 心脏除颤仪/普美康Defi-B型便携式心脏除颤仪/席勒DG5000除颤仪/普美康XD系列除颤仪

原始的除颤器是利用工业交流电直接进行除颤的，这种除颤器常会因触电而伤s亡，因此，目前除心脏手术过程中还有用交流电进行体内除颤（室颤）外，一般都用直流电除颤。

武汉医捷迅安商贸有限公司厂家直销、品牌经销 供应席勒除颤仪、普美康单除颤仪、普美康双相波除颤仪等品牌除颤设备。我们的宗旨是：客户的要求，我们的追求！

安庆aed自动体外除颤仪由武汉医捷迅安商贸有限公司提供。武汉医捷迅安商贸有限公司（www.whyjxa.com）有实力，信誉好，在湖北 武汉 的行业专用设备等行业积累了大批忠诚的客户。公司精益求精的工作态度和不断的完善创新理念将促进医捷迅安和您携手步入辉煌，共创美好未来！