

防爆环境试验箱 防爆 标承实验仪器

产品名称	防爆环境试验箱 防爆 标承实验仪器
公司名称	上海标承实验仪器有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	上海市松江区佘山工业园区强业路18号
联系电话	15021616898

产品详情

高低温试验箱使用注意事项

- 1、仪器外壳必须有效接地，高低温防爆，以保证使用安全。
- 2、仪器应放在通风良好的室内水平位置，在其周围不可放置燃爆物品。
- 3、应在供电线路中安装铁壳的闸刀开关一只，供此箱特种，在外壳接地通电前请检查本箱的电器性能，并注意是否有断路或漏电现象，本仪器无防爆装置，不得放入燃爆物品干燥。
- 4、箱内物品放置切勿过挤，必须留出空间，以利热空气循环。
- 5、不可任意卸下顶盖，扰乱或改变线路，唯当该箱发生故障时可卸下侧门，按线路逐一检查。如有重大故障时，可与厂家联系。

高低温试验箱接进电源注意事项

电源及接地线之确认; 电源进线线径必须等于大于要求线径，否则设备在运行过程中负载严重，很容易引起负载烧坏

高低温试验箱接进电源注意事项

电源及接地线之确认;

电源进线线径必须等于大于要求线径，防爆，否则设备在运行过程中负载严重，很容易引起负载烧坏

高低温试验箱接进电源注意事项

电源及接地线之确认;

电源进线线径必须等于大于要求线径，否则设备在运行过程中负载严重，很容易引起负载烧坏

高低温试验箱与高低温交变试验箱主要区别

高低温试验箱与高低温交变试验箱的区别主要在于控制部分与制冷部分。如果主机组R23泄露，会使主机组的制冷效果不大，由于降温过程中，两机组同时工作，故没有温度稳定不住的现象，而指示降温速率降低。高低温试验箱的控制部分主要是通过数显仪表控制的，防爆高温试验箱，而高低温交变试验箱是通过可编程控制器控制的，数显仪表一般都为手动控制，能执行的命令一般为单次，而可编程控制器则是全自动控制的，可以预先把要设置的参数以及试验的次数设置进去，然后按照所设置的程序工作。高低温试验箱的制冷部分比较单一，只要能够恒定在一定的温度就可以。而高低温交变试验箱需要测算一定的冷量，以便在不同的温度点输出不同的冷量，来实现交变。它们的箱体结构基本一样，技术参数也是一样。

防爆环境试验箱-防爆-标承实验仪器由上海标承实验仪器有限公司提供。3) 外部燃料箱必须清理一次，一年或更长时间才能清洗可以用肥皂和水清洗。上海标承实验仪器有限公司 (www.bcsy.sh.cn) 有实力，信誉好，在上海 松江区的 试验机等行业积累了大批忠诚的客户。公司精益求精的工作态度和不断的完善创新理念将促进标承实验仪器和您携手步入辉煌，共创美好未来！