

一次性肺功能咬嘴呼吸过滤器 福建肺功能咬嘴 德瑞康

| | |
|------|---------------------------|
| 产品名称 | 一次性肺功能咬嘴呼吸过滤器 福建肺功能咬嘴 德瑞康 |
| 公司名称 | 广州德瑞康医疗器械有限公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 广州市黄埔区伴河路96号易博士大厦3栋1楼102室 |
| 联系电话 | 13602866647 |

产品详情

广州德瑞康——肺功能咬嘴

肺功能用一次性呼吸过滤器采用主要由塑料外壳个中间的过滤介质组成。目前，呼吸过滤器的过滤介质主要由三层聚烯驻极合成纤维的疏水材料组成。聚烯疏水材料不利于真菌、细菌和病毒的生长，福建肺功能咬嘴，驻极合成纤维是一种新型的人造纤维，其表面包埋了大量正电荷和负电荷，这些纤维百年支撑席网状，兼有机械阻隔与静电吸附细菌、病毒等微粒的作用。

广州德瑞康——肺功能咬嘴

使用说明：1) 检查呼吸过滤器的接头是否与麻醉机或呼吸机相匹配。2) 将呼吸过滤器的两端接口与呼吸麻醉机或呼吸机的管路连接。3) 检查各过滤器接口是否牢固。禁忌症：1) 产生过多分泌物的患者禁用；2) 有肺顺应性差、有阻塞性通气障碍患者禁用；3) 婴幼儿患者禁用。

广州德瑞康医疗器械有限公司主营：肺功能过滤器，肺功能咬嘴，肺功能吹嘴，肺功能仪咬嘴，肺功能仪咬嘴。

广州德瑞康——肺功能咬嘴

肺功能仪过滤装置包装前一概消毒杀菌，净洁水平高，独立真空泵朔料包装纸盒，合理避免外部环境污染，保存期时间提高。过滤装置使用说明简易，非常容易实际操作，i大i要的是被测者不容易由于应用的那时候用劲吸气或干咳时的唾沫、余痰、飞沫、口腔科分泌物、食物残留等非常容易喷撒、粘附及堆积

在查验仪器设备的表层或吸气控制回路中，及其肺功能检查室室内空间内的别的物件，导致环境污染。它能不错的避免人和设备的交叉感染。

广州德瑞康——肺功能咬嘴

肺功能检查专用一次性呼吸过滤器是连接受检者与肺功能仪器之间的过滤装置。病人的呼出气体经过呼吸过滤器，细菌、病毒等病原体被吸附在过滤器内，一次性肺功能阻沫咬嘴规格，既可以防止病人呼出的病原微生物污染仪器，又可以防止病人从污染的仪器中吸入病原微生物，有效地避免交叉感染的发生，同时降低对仪器的损耗，提高肺功能检测工作效率。我们的产品采用低阻过滤材料，使用简便、经济安全。

广州德瑞康——肺功能咬嘴

细菌过滤器由底盖、顶盖与过滤物质构成。该商品联接在受检者与肺功能仪器中间，降低受检者中间因为飞沫或被雾化颗粒物带上的病原菌微生物菌种根据肺功能测试仪器的散播，避免受检者中间交叉感染，增加肺功能测试仪器应用寿命。

温馨提醒，肺功能仪纸口件是归属于一次性医疗耗材，因而不能循环系统应用，应用后应有效解决。

广州德瑞康——肺功能咬嘴

肺功能仪纸吸嘴、咬嘴是呼吸科体检专用的耗材之一，肺功能仪纸口件，纸吹嘴，全部采用进口原生态纸浆生产，其净洁度高，质量好，价格低，包装前一律使用高温钴消毒，一次性肺功能咬嘴呼吸过滤器，不会对人体产生伤害。肺功能仪咬口、纸管100支一个小盒包装，肺功能咬嘴价格，1000支一箱，其包装精美高档，而且便于携带。同时因肺功能仪纸接口纸口套价格低廉，所以适用于工厂大批量体检使用。

一次性肺功能咬嘴呼吸过滤器-福建肺功能咬嘴-德瑞康(查看)由广州德瑞康医疗器械有限公司提供。“肺功能仪纸口件,打印纸,过滤器,定标筒,心电图打印纸”就选广州德瑞康医疗器械有限公司(www.zhikoujian.com)，公司位于：广州市黄埔区伴河路96号易博士大厦3栋1楼102室，多年来，德瑞康坚持为客户提供好的服务，联系人：丘先生。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。德瑞康期待成为您的长期合作伙伴！