

负25度冷链运输箱

产品名称	负25度冷链运输箱
公司名称	北京福意电器有限公司业务二部
价格	.00/个
规格参数	品牌:福意联 型号:FYL-YS-30L/45L/60L
公司地址	北京市东城区朝阳门
联系电话	13601307851

产品详情

福意联品牌——公司拥有一支非常优良的销售和服务队伍，为用户提供良好的服务。公司秉承“求实求精”的信念，恪守“诚信”“”，形成了以“身正、心正、路正”和“以德敬人、以诚立人”的企业文化。“携手福意联，共创辉煌未来”，公司愿以诚信务实的精神，不断科技，广交天下各界朋友，逐步树立自身的优势品牌，通过灵活的经营机制、优良的经营理念、超前的经营模式，再加上精细的服务、良好的信誉，雄厚的经济实力，科学的管理模式以及准确的市场定位等，通过自身的不断努力、拚搏，相信北京福意联（FU.YI.LIAN）一定在社会各界的关心和优良下能成为内具内涵的品牌公司。

温控范围	型号	功率	电压	尺寸
~系列	FYL-YS-50LL FYL-YS-100LL	70w	12-24V/220v	430 × 480 ×
(立式)				
~系列	FYL-YS	45W	560 × 400 ×	
	FYL-YS	50w	650 × 400 ×	
(-2-8度, -20度)	FYL-YS	55w	650 × 400 ×	
	FYL-YS	60w	605 × 570 ×	
	FYL-YS	955 × 585 ×		
	FYL-YS	75w	965 × 520 ×	
	FYL-YS	85w	1040 × 630 ×	

负25度冷链运输箱产品介绍：

- 1、产品结构为立式箱体。主体分为四分：电气控制系统，制冷系统、加热系统、显示系统。
- 2、箱门上装有大视野三层钢化玻璃观察窗，便于随时观察箱体内物品。
- 3、门与箱体密闭处采用优质材料门封条，有效的防止热量损失,并可以延长加热元件寿命,有效保证工作室的密封性。
- 4、箱体内采用高密度聚氨酯整体发泡，保温层厚度合理设计，使设备在高温运行时热量不外传，保温效果好。
- 5、微电脑程序控制温度，LCD数码显示、无须按键输入，屏幕直接触摸选项，可随意设定需温度，数字式显示，读数极为方便，控温精度高。
- 6、完善的报警系统，可实现高低温报警系统、断电报警、传感器故障报警、保证安全运行防止发生意外
- 7、采用新型风道设计和循环系统设计，气流方向更加科学合理，使工作室内温度均匀恒温无死角。采用高性能电机及风叶，具有空气对流微风装置，内腔空气可以更新循环。制冷系统与制热系统匹配合理，降温或加热速度快，设定的温度在短时间里，即可达到设置温度要求、温度度高。
- 7、采用新型全封闭压缩机，运转平衡，噪音低，使用寿命长。
- 8、此产品可做嵌入式恒温箱，可将产品直接嵌入在壁橱或墙壁中，不占用多余空间。
- 9、箱体外壳均采用优质A3钢板,外壳表面进行喷塑处理,增加了外观质感和洁净度。
- 12、箱体采用双重安全锁设计，可实现双人双管。
- 13、机器底采用高品质可固定式PU活动万向轮。

产品配置清单

- 1、说明书1本
- 2、保修卡1张
- 3、合格证1张
- 4、搁架5个
- 5、钥匙2把

福意联负25度冷链运输箱用于核酸检测前灭活液样本，咽鼻拭子，病毒标本，生物样本等物品灭活处理。用于新型病毒核酸检测前样本灭活，降低操作人员感染风险。病毒蛋白质变性：加热引起变性也是有效灭活的方法。一般说病毒对热抵抗力弱，60 几分钟就使之感染性明显降低。将待测样本放入60 恒温箱内进行45分钟灭活处理使得病毒失去活性。

负25度冷链运输箱使用注意事项：

新恒温箱使用注意事项：1.

调整恒温箱两只前脚（后脚调不了）使恒温箱平衡，可以用瓶子装水留个气泡来测试；2.

打扫静电灰，用抹布清洗冷藏和冷冻室；3. 因为搬运后制冷物质被摇动动，立马通电容易损坏压缩机或减少寿命，恒温箱需静置2个小时以上后再通电，静置时一直开着恒温箱门和拿出冷冻室抽屉，使恒温箱内塑料味散发；4. 日后使用中注意保持密封条的清洁，避免腐蚀老化，漏风。

勤发发