

零下20 低温试剂运输箱

产品名称	零下20 低温试剂运输箱
公司名称	北京福意电器有限公司业务二部
价格	.00/个
规格参数	品牌:福意联 型号:FYL-YS-30L/45L/60L
公司地址	北京市东城区朝阳门
联系电话	13601307851

产品详情

福意联品牌——公司比较分析原则：纵向与自己的过去比，横向与同比，没有比较就没有发展。
不断优化的原则：根据木桶理论，找出薄弱项，并及时整改，提高全系统水平。

温控范围	型号	功率	电压	尺寸
~系列	FYL-YS-50LL FYL-YS-100LL	70w 480 × 490 ×	12-24V/220v	430 × 480 ×
(立式) ~系列	FYL-YS	45W	560 × 400 ×	
	FYL-YS	50w	650 × 400 ×	
(2-8度, -20度)	FYL-YS	55w	650 × 400 ×	
	FYL-YS	60w	605 × 570 ×	
	FYL-YS	955 × 585 ×		
	FYL-YS	75w	965 × 520 ×	
	FYL-YS	85w	1040 × 630 ×	

零下20 低温试剂运输箱产品介绍：

- 1、产品结构为立式箱体。主体分为四分：电气控制系统，制冷系统、制热系统、显示系统。
- 2、箱体内采用高密度聚氨酯整体发泡，具有重量轻、保温性能好等特点。
- 3、适合高温高湿地区，外门防凝露技术的应用，85%湿度无凝露。
- 4、智能电脑温度控制器，数码显示、控温精度高。具有高低温报警、温感器故障报警和安全锁功能，防止出现意外。
- 5、温感探头，自动显示箱体内温度，便于随时观察箱体内温度变化。
- 6、采用新型风道设计，多孔入风使箱体内温度更均匀。温度偏差范围小。
- 7、制冷系统与制热系统匹配合理，采用强制空气循环，确保箱体内整体恒温无死角。降温或制热速度快，设定的温度在短时间里，即可达到设置温度要求。
- 8、使用三层高强度中空玻璃，中间层为真空处理，保温效果好，透明度高，便于随时观察箱体内存放的物品。
- 9、采用新型全封闭压缩机，运转平衡，噪音低，使用寿命长。
- 10、此产品为嵌入式恒温箱，可将产品直接嵌入在壁橱或墙壁中，不占用多余空间。
- 11、箱体采用优质钢板，内搁架可随意调整，便于存放不同物品。箱体内具备照明设施，方便夜间观察储存的物品。

产品配置清单

- 1、说明书1本
- 2、保修卡1张
- 3、合格证1张
- 4、搁架5个
- 5、钥匙1把

福意联零下20 低温试剂运输箱用于核酸检测前灭活液样本，咽鼻拭子，病毒标本，生物样本等物品灭活处理。用于新型病毒核酸检测前样本灭活，降低操作人员感染风险。病毒蛋白质变性：加热引起变性也是有效灭活的方法。一般说病毒对热抵抗力弱，60 几分钟就使之感染性明显降低。将待测样本放入60 恒温箱内进行45分钟灭活处理使得病毒失去活性。

零下20 低温试剂运输箱使用注意事项：初次使用恒温箱时注意事项：1、检查安放位置是否符合要求。

2、对照装箱单，清点附件是否齐全。3、详细阅读产品使用说明书，按照说明书的要求进行优良检查。4、检查电源电压是否符合要求。使用的电源应为220伏、50赫兹单相交流电源，正常工作时，电源波动允许在187--242伏之间，如果波动很大或忽高忽低，将影响压缩机正常工作，甚会燃烧压缩机。5、电压过高，会因电流太大烧坏电动机线圈：电压过低，会使压缩机启动困难，造成频繁启动，也会烧坏电动机。应用三孔插座，单独接线。没有接地装置的用户，应加装接地线。设置接地线时，不能用自来水和管道做接地线，更不能接到电话线和避雷针上。6、检查无误后，静置半小时，接通电源，仔细听压缩机在启动和运转时的声音是否正常，是否有管路相互撞击的声音，如果噪声较大，应检查电恒温箱是否摆放平稳，各个管路是否接触，并做好相应的调整。有较大异常声音，应立即切断电源。

勤发发