

天津压片机 众拓 天津实验室压片机

产品名称	天津压片机 众拓 天津实验室压片机
公司名称	天津市众拓科技发展有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	天津市北辰区天穆镇铁东路
联系电话	18526603943

产品详情

压片机所压的片形，一开始多为扁圆形，以后开展为上下两面的浅圆弧形和深圆弧形，这是为了包衣的需求。跟着异形压片机的开展，天津压片机，椭圆形、三角形、长圆形、方形、菱形、圆环形等片剂随之产生。别的，天津压片机供应商，跟着制剂的不断开展，因复方制剂、守时开释制剂的要求，而制成双层、三层、包芯等特别的片剂，这些都需在特别压片机上完成。

如何保持压片机的使用寿命？

1.每月检查压机的机器部件1-2次，检查斜齿轮，蜗杆，轴承，压辊，曲轴，高低导轨等的名称。敏捷度和磨损状态可以更改。维修要求

2.模具的维护必须放在有盖的金属盒中，以便将整个模具浸入油中，并且必须保持清洁，天津实验室压片机，无锈蚀或擦伤。可以将自定义铁盒安装在每种规格盒子中，以避免使用。形成故障后，有助于控制损坏。

粉末成型机机器保养：1、按机器的润滑要求进行润滑保养。2、机床每工作一年后，应将液压油从床身油箱中放出清洗油箱，重新加注经过过滤的液压油，油量应该确定在油标的3/4高度处。

3、吸油管上的滤油器网，必须定期加以清理或洗涤。

4、定期检查粉末成型机手柄、旋钮、按键是否损坏。

5、电动机必须保持清洁，天津压片机，电机之进风口网罩需经常保持良好的通风状态，不可堵塞。

6、每天下班前10分钟，对机床加油润滑及擦洗清洁机床。

7、严禁非操作人员操作该设备，平时必须做到人离机停。

压片机不得过载使用；压片机要正确接地，以单独接地为好；液压油为N46号抗磨液压油或N46号低凝液压油，经80~100目丝网过滤后使用，1次换油时间不超过二个月为宜，以后每六个月换油一次；系统如出现意外泄露，消除故障后应补充足够液压油。

液压机工作200小时后应检查油液清洁度，要求无异味，在白色的滤纸上滴一滴油液，油迹的中心点以内无黑渍，否则换油；如转换功能，应把系统内空气排净方可工作；保压10分钟允许降ya2.5Mpa。机器在运转中不允许校正模具；经常检查泵站、油箱的清洁、严禁水、灰尘、异物进入油箱；在试车及工作中如有异常应立即停机检查。

天津压片机-众拓-天津实验室压片机由天津市众拓科技发展有限公司提供。天津市众拓科技发展有限公司（www.tjztkj.com）是从事“实验室设备”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供高质量的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：刘经理。