

真空 标承实验仪器 真空箱价格

产品名称	真空 标承实验仪器 真空箱价格
公司名称	上海标承实验仪器有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	上海市松江区佘山工业园区强业路18号
联系电话	15021616898

产品详情

真空箱试验准备

试验设备所需材料如下：真空箱300*600*120mm一个，有机玻璃一块320*620，真空泵一台，真空表一块，刷子一把，肥皂水，橡皮泥或其他密封胶泥若干。

b.施工条件的准备罐体内水全部排干，内部底板自然风干，杂物清理干净后方可进行严密性试验。

c.施工人员的准备拟定3名施工人员进行试验，一人负责真空箱的密封，

一人负责真空泵的操作，一人负责试验结果的观察和记录。

真空机使用说明

需干燥处理的物品放入真空干燥箱内，真空，将箱门关上，并关闭放气阀，开启真空阀，接通真空泵电源开始抽气，使箱内真空度达到-0.1M Pa时，关闭真空阀，再关闭真空泵电源。

2、把真空干燥箱电源开关拨至处，选择所需的设定温度，箱内温度开始上升，当箱内温度接近设定温度时，加热指示灯忽亮忽熄，反复多次，一般120min以内可进入恒温状态。

3、当所需工作温度较低时，可采用二次设定方法，如所需温度60，一次可设定50，等温度过冲开始

回落后，再第二次设定60 。这样可降低甚至杜绝温度过冲现象，尽快进入恒温状态。

4、根据不同物品潮湿程度，选择不同的干燥时间，如干燥时间较长，真空度下降，需再次抽气恢复真空度，固化真空箱，应先真空泵电源，再开启真空阀。

5、干燥结束后应先关闭干燥箱电源，开启放气阀，解除箱内真空状态，再打开箱门取出物品。(解除真空后，如密封圈与玻璃门吸紧变形不易立即打开箱门，经过一段时间后，无氧真空箱，等密封圈恢复原形后，才能方便开启箱门。4、根据不同物品潮湿程度，选择不同的干燥时间，如干燥时间较长，真空度下降，需再次抽气恢复真空度，应先真空泵电源，再开启真空阀。真空干燥机在使用过程中应该注意的问题：1.真空干燥机外壳必须有效接地，以保证使用安全

真空箱法试验原理

先在焊缝上喷肥皂液，将真空试验箱子罩在上面，用软体密封材料(密封胶泥、橡皮泥或其它)密封，然后用真空泵将箱子内部抽真空(压力-53KPa)，如果焊缝有泄露，就会在漏点处有气泡，检完一处后挪箱子，真空箱价格，将焊缝全部检测一遍。附：真空试验箱示意图(附图1)。简述热风循环烘箱的结构原理热风循环烘箱原理采用空气循环送风系统，送风速度均匀而且高效。

真空箱法试验原理

先在焊缝上喷肥皂液，将真空试验箱子罩在上面，用软体密封材料

(密封胶泥、橡皮泥或其它)

密封，然后用真空泵将箱子内部抽真空(压力-53KPa)，如果焊缝有泄露，就会在漏点处有气泡，检完一处后挪箱子，将焊缝全部检测一遍。

附：真空试验箱示意图(附图)

真空-标承实验仪器-真空箱价格由上海标承实验仪器有限公司提供。上海标承实验仪器有限公司(www.bcsy.sh.cn)是从事“各类电热鼓风干燥箱,高低温试验箱,高低温恒定湿热试验箱等”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供高质量的产品和服务。欢迎来电咨询！真空干燥箱注意事项1、真空箱外壳必须有效接地，以保证使用安全。联系人：李经理。