

Leica DM500生物显微镜配置

产品名称	Leica DM500生物显微镜配置
公司名称	北京荣兴光恒科技有限公司
价格	.00/台
规格参数	品牌:徕卡 型号:DM500 产地:德国
公司地址	北京市昌平区北清路1号院8号楼19层1单元1911 (注册地址)
联系电话	15801118137

产品详情

Leica DM500生物显微镜配置

Leica DM500生物显微镜配置

光学特性

-基于与徕卡型显微镜系列相同的光学平台，使用者可以享受到光学性能，而且几乎可以使用徕卡显微镜产品系列的所有附件。

-新！100X干式(无需浸油)物镜具有高的清晰度(N.A.0.8)，同时可以避免浸油污染。 EZStore-集成的垂直握柄便于运输，而且可以轻松地放到高架子上；支架正面的凹槽与握柄一起发挥作用，可以用两手更安全地搬运显微镜。-集成的电源线包装避免了不当电源线包装对显微镜组件造成的损坏；垂直电源线插入可以防止电源线在保存或使用部分脱离支架。-显微镜支架的独特造型可以防止控制装置在显微镜并排保存时受损。 EZGuide

-友好的载玻片支座可以防止载玻片破裂。 EZLite-LED照明提供白色冷光，平均可以使用超过15年。实验时不再需要更换灯泡，而且可以节约更换灯泡的费用。-使用期限中节约的成本可以购买几台显微镜。

SafeTStage-显微镜载物台为自支撑结构，避免了与传统的载物台支架碰擦受伤的风险。-圆角设计，不会伤及肌肤。 AgTreat-因接触表面而传播的疾病备受关注，徕卡DM500显微镜的所有触点上都使用了添加剂进行处理，可以抑制细菌生长。这样有助于防止通过显微镜表面接触而发生的疾病传播，并有助于

形成更健康的实验室环境。 EZTube

目镜与镜筒集成在一起，防止脱落?预设屈光度调节，避免屈光度设置错误的可能?还有其它镜筒可选多合一?用于相衬和暗场滑动器的聚光器槽，包括我们专利的、可以在一个滑动器中提供多种亮场和相衬能力的4位相衬滑动器 完美的照明

LED照明，无需调节就可以给整个视场带来均匀的照明?还有为现场使用所提供的电池充电支架 准备就绪

预对中，预对焦聚光器，无需调节显微镜支架具有“即插即用”功能。所有要做的就是打开电源，把样本载玻片放到载物台上，对焦并开始享受观察的乐趣吧!?专利的指旋螺钉用于安全地旋转EZTube

Leica DM500生物显微镜

Description	quantity
DM 500 Rt.Hnd.Stage Std Stand w/condense	1
Leica DM 500主机	
30 degree Bino EZ Tube 10X/18	
双目镜筒,标配10X目镜	
Plan 4X/0.10NA, 26.2mmW.D.	
4X平场消色差物镜	
Plan 10X/0.22 NA, 7.8mm W.D.	
10X平场消色差物镜	
Plan 40X/0.65 NA, 0.31MM W.D.	
40X平场消色差物镜	
Plan 100x/1.25 NA , 0.10MM WD.,Oil	
100X平场消色差物镜	
Immersion oil,10ml	
镜油	
Power Cord Set for Europe, 220V	
电源	