

# 实验室罐磨机

产品名称	实验室罐磨机
公司名称	湖南清河重工机械有限公司
价格	.00/个
规格参数	型号:QHGM-60 辊道尺寸: 40*400mm 给料粒度: 5mm
公司地址	湖南省宁乡县经济技术开发区车站路
联系电话	0731-87826766 13319529698

## 产品详情

QHGM系列罐磨机设计结构合理，操作方便，适应性强，可应用于化工、磨料、陶瓷、医药、食品等多种行业的物料超细粉磨与混合。

QHGM系列罐磨机主轴外衬聚氨酯，能有效的起到耐磨、减少噪声污染的作用。

### 结构与原理

本机由电机、减速机、主轴、轴承座、皮带轮、控制器等部件组成，将装满物料和研磨介质的筒体安装在主轴上，罐磨机磨机工作时，筒体随着主轴的滚动而滚动，筒体内的研磨介质和物料一起随筒体转动，物料在研磨介质的冲击研磨滚动作用下达到粉碎或混合物料的目的。

### 技术参数

型号/规格	辊道尺寸	给料粒度	配罐规格	理论处理量	电机功率
QHGM-60	40*400mm	5mm	0.3L	30-50g/罐	0.37KW
QHGM-90	60*500mm	5mm	0.5L	30-50g/罐	0.75KW

### 磨介球选用及物料装填量

## 1、磨介球的选用

基本原则:磨介球密度应大于被磨物料密度，硬度应比被磨物料的高，对物料不产生污染，磨介球和物料要求容易分离。磨介球有钢球、瓷球、刚玉球、锆球或硬质合金球等。

2、磨球介质装填量和物料装填量根据介质球比重和物料比重还有筒体的容积而定。

3、磨球介质和物料总装填量以不超过磨机筒体有效容积的50%，球磨效果佳。