

炉前铁水分析仪公司 万合仪器 扬州炉前铁水分析仪

产品名称	炉前铁水分析仪公司 万合仪器 扬州炉前铁水分析仪
公司名称	南京万合分析仪器有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	南京市高淳区阳江镇新桥村下桥278号
联系电话	18061266190

产品详情

炉前碳硅仪

技术数据：

- 1、应用功能：对白口、灰口铸铁，炉前铁水分析仪报价，球墨铸铁进行C%、Si%、CEL、SC、T、TM、等测量，同时还附加对非合金铸铁的RM、HB、Z/H、及MEC等参数的计算
- 2、显示数字高度：500mm 4位LED数码显示温度 分辨1
- 3、温度补偿范围：0 40
- 4、测量范围：碳当量CE测量范围2.1%-4.8% 精度 $\pm 0.02\%$
碳含量C测量范围2.1%-4.2% 精度 $\pm 0.015\%$
硅含量Si测量范围0%-20% 精度 $\pm 0.1\%$
- 5、配套样杯类型：K型 200 -1370
- 6、测量精度： ± 1 （相当 ± 0.04 ）
- 7、显示温度单位：摄氏温度
- 8、测量时间：240秒
- 9、测量状态显示：仪表上“准备”绿灯、“测量”黄灯、“完成”红灯循环显示。

10、 数据输出： 串行信号RS232-TTY电流环信号输出。

输出格式： 1开始位、 7数据位、 奇偶校验、 2停止位

11、 电源要求： 98 - 242VAC , 50-60Hz , 扬州炉前铁水分析仪 , 30VA左右。

技术参数：

1 . 目镜

类型 放大倍数 视场(mm) 备注

平场目镜 10X 18

20X 11

分划目镜 10X 17 格值：0.1mm

2 . 物镜

物镜类型 放大倍数 数值孔径 工作距离 (mm)

平场消色差物镜 5X 0.12 18.3

10X 0.25 8.9

20X 0.45 8.7

40X 0.60 3.7

60X 0.85 0.26

100X (油) 1.25 0.44

3 . 总放大倍数

光学放大倍数： 50X 100X 200X 400X 600X 800X 1000X 1200X 2000X

系统参考放大倍数： 100X-2600X

4.载物台：大小：200mm*152mm

移动范围：30mm*30mm

载物板孔径： 15、 20mm

5.调焦系统：带限位和调节松紧装置的同轴粗微动，

微动格值 0.002mm

6.瞳距调节范围：53-75mm

7.滤色：黄、绿、蓝

8.照明系统：6V/20W 卤素灯，亮度可调，交流 220V（50Hz）

9.防霉：特有的防霉系统

四、系统组成：

电脑型金相显微镜：1、金相显微镜 2、适配镜 3、摄像器(CCD) 4、A/D(图像采集) 5、计算机

6、分析软件系统：1、金相显微镜 2、适配镜 3、数码相机。

五、仪器的选购件：

1.目镜：20X 10X分划 2.物镜：50X 60X 100X（油）

3.高像素成像系统 4.金相图像测量软件 CF-2000C

5.金相组织图谱分析软件(定量) CF-2000JX

电子天平不定量称样：

可选择配置不同厂家的电子天平，屏幕显示，炉前铁水分析仪厂家，自动联机，实现不定量称样。

人性化的分析软件：

基于WINDOWS系统的红外碳硫专用软件，全中文操作界面，造作方便，炉前铁水分析仪公司，易于掌握。

软件功能齐全，提供文件帮助、系统监测、通道选择、数理统计、结果校正、断点修正，系统诊断等四十多项功能。

动态显示分析过程中的各项数据和碳、硫释放曲线。

分析参数自动设置，分析时间实时调整。

可测量空白，进行扣除。

实时监测碳硫的信号电压。

WH-CS6型电弧红外碳硫分析仪报价 23800元（含税价）

如自己配电脑和打印机， 21000元（含税价）

我公司负责产品保修2年。

炉前铁水分析仪公司-万合仪器(在线咨询)-扬州炉前铁水分析仪由南京万合分析仪器有限公司提供。南京万合分析仪器有限公司(www.njwhe.com)是一家从事“元素分析仪器,碳硫分析仪,碳硅分析仪,金属分析仪”的公司。自成立以来,我们坚持以“诚信为本,稳健经营”的方针,勇于参与市场的良性竞争,使“万合”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务为先,用户至上”的原则,使万合仪器在分析仪器中赢得了众的客户的信任,树立了良好的企业形象。

特别说明:本信息的图片和资料仅供参考,欢迎联系我们索取准确的资料,谢谢!