

# 永州一次性使用病毒采样管 致电山东翘华免费咨询

|      |                            |
|------|----------------------------|
| 产品名称 | 永州一次性使用病毒采样管<br>致电山东翘华免费咨询 |
| 公司名称 | 山东欣瑞健康服务有限公司               |
| 价格   | 面议                         |
| 规格参数 |                            |
| 公司地址 | 山东省淄博市张店区华光路58号中房大厦C座603室  |
| 联系电话 | 15315228668 15315228668    |

## 产品详情

- 1) 准备一杯清水，饮入约50ml清水充分洗漱口腔约10秒，吐掉，重复此步骤2次。
- 2) 漱完口后，30分钟内不喝水，不吃东西，不吸烟等。
- 3) 拆开采样管的外包装，一次性使用病毒采样管哪家好，在箭头标示处撕开拭子包装，取出拭子（手握拭子杆的距离不超过拭子杆的一半）。
- 4) 将拭子头伸进左侧口腔，用刷牙的力度使拭子头与左侧脸颊内壁上下摩擦，永州一次性使用病毒采样管，同时旋转拭子，让拭子头尽量多的刮取口腔细胞，重复此动作半分钟。
- 5) 将拭子头端伸入到采样管内2-3cm，一次性使用病毒采样管批发价格，折断拭子杆。
- 6) 将另一支拭子头伸进右侧口腔，重复步骤2)的方法刮取右侧脸颊内壁的口腔细胞。
- 7) 将拭子头端伸入到采样管内2-3cm，折断拭子杆。
- 8) 旋紧管盖。

【通用名称】：一次性使用病毒采样管

【规格型号】：2mL/支，500支/包

【主要结构和性能】

通常由拭子和/或含保存液的杯、管等组成。非无菌提供。

#### 【适用范围】

用于样本的收集、运输和储存等。

#### 【作用原理】

将采样管灭菌处理后，加入Hank's基础液等病毒稳定成分，可在较宽的温度范围内维持病毒的活性，降低病毒分解速度，提升病毒分离的阳性率。

#### 【预期用途】

用于临床样本的采集运输。不可用于微生物鉴别和药敏试验。

#### 【储存条件及有效期】

储存条件：5-25℃；有效期：12个月

#### 【样本要求】

标本采集后应当在2个工作日内运送至对应的实验室，保存温度为2-8℃；如未能48h内送至实验室的，一次性使用病毒采样管厂家报价，应当置-70℃或以下保存，并保证采集的标本1周内送到对应的实验室，期间应当尽可能避免反复冻融。

永州一次性使用病毒采样管-致电山东翘华免费咨询由山东欣瑞健康服务有限公司提供。山东欣瑞健康服务有限公司（[www.qiaohuayiliao.com](http://www.qiaohuayiliao.com)）为客户提供“空气消毒机，等离子空气消毒机，空气消毒机”等业务，公司拥有“翘华”等品牌，专注于过滤器、过滤设备等行业。欢迎来电垂询，联系人：吴经理。