

天津智能电动轮椅销售 康安德医疗器械销售 天津智能电动轮椅

产品名称	天津智能电动轮椅销售 康安德医疗器械销售 天津智能电动轮椅
公司名称	天津康安德医疗器械销售有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	天津津南区双港镇津沽公路171号-1号
联系电话	18611730940

产品详情

老年人轮椅上下楼梯怎样做

上楼梯：将老年人轮椅背对楼梯，后边安排一个人将其翘起，前方安排一个人握住设备的两个靠脚的骨架，前后两个人一同用力抬起设备包括在设备上的用户人员，注意用力不要太大，让后边的轮子慢慢在楼梯上滚动，然后逐渐就下来了。

上楼梯：上的时候跟下的时候有一定的相似之处，在两个帮互人员的合作下抬起设备，顺着台阶一步步的运动，这个过程中可以依靠一个个的阶梯来缓解压力。

老年人轮椅在用的时候，需要两个手紧紧的握住两边，向两侧的方面伸拉，让左边跟右边的车架分开。坐垫的调整，天津智能电动轮椅专卖店，可以从两边向下压，压到定位的位置就可以了，天津智能电动轮椅，在这里需要注意不论在拉还是压的过程中用力都要适中，不宜过大，而且在压坐垫的时候不要用手握住支撑管，防止造成伤害。

在需要折叠的时候，可以把两个脚踏板翻起来，然后牢牢的将坐垫抓住往上面提，很容易就完成了折叠操作。

便携式折叠轮椅车是手动轮椅的一种类型，使用之前，首先要查看说明书、知道折叠的按钮以及相关的操作方法。在轮椅车选购使用要考虑功能、使用者的情况、轮椅的宽度以及高度、舒适度等。轮椅车使用要注意规范，关于如何正确操作轮椅，下面一起来看一下。

1、便携式折叠轮椅车打开方法：打开轮椅垫两侧垂直往下压，使轮椅完全打开至正常使用状态然后将左右脚踏板放下至使用位置。

2、折叠的方法：先将脚踏板翻起至垂直位置；然后用手将轮椅坐垫由中间垂直向上竖起，使轮椅完全折叠至静止状态。

3、推动行走方法：使用者稳定座于轮椅上，然后用手握住往左右后轮的手推轮，两手同时均衡用力往前推动使轮椅行驶，松开双手，当轮椅行驶一段距离后，速度减慢需要再一次推动时，重复以上步骤使用。

4、使用注意事项：轮椅车在没气和气压不足的，请不要使用；刹车是用来在上、下轮椅车或者是停靠不平道路时，能顶轮椅车的作用，不是用来制动行驶中的轮椅车的。在没有防倾装置的轮椅车上，请不要坐在轮椅上做后扬动作。

天津智能电动轮椅销售-康安德医疗器械销售-天津智能电动轮椅由天津康安德医疗器械销售有限公司提供。天津康安德医疗器械销售有限公司（www.tjkad.com）是一家从事“机械设备,制氧机,呼吸机,吸痰器,雾化器”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“康安德”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务为先，用户至上”的原则，使康安德在医疗器械中赢得了众的客户的信任，树立了良好的企业形象。

特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！