

实验室通风柜厂家 安徽倍尚实验室设备厂 淮北通风柜

产品名称	实验室通风柜厂家 安徽倍尚实验室设备厂 淮北通风柜
公司名称	安徽倍尚实验室设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	安徽省合肥市新站区淮海大道北岗花园9栋1705室
联系电话	15955142128

产品详情

通风柜水电系统的要求

- 1、配电箱应安装设置在通风柜旁边或附近，实验室通风柜厂家，方便随时进行控制。
- 2、通风柜的电源线必须确保地线保护装置已接地。
- 3、通风柜配有上下水设施装置，必须按照厂家的设计图纸事先预留上下水管（通常情况预留高度为200MM），同时上水管必须设置专用陶瓷芯或铜芯的供水阀门。
- 4、通风柜电源配置分为室内机（220V）、室外机（380V）两种匹配方式。通风柜一般采用专线供电，并使用符合国际标准的电源线，从而保证通风柜正常动作。

全钢通风柜安装需要注意以下几点

- 1.安装全钢通风柜的时候，先将通风个柜下1体确定位置，安放好。安装的位置尽量选择方便排风的位置!
- 2.全钢通风柜下1体确认后，就是上下1体交合了，全钢通风柜上体安装在下1体上，左右上下都要对其，平稳!
- 3.下面就是风机的链接，全钢通风柜，对接要找点，位置合适平稳!

4.将pp水杯、单联水咀安装到台面相应的位置(开孔位)，pp通风柜，固定用密封胶固定水杯，将水管接到水咀上，将出水管链接到水杯出水处。

5.将全钢通风柜上体的风机线、照明线引至下1体的控制箱内，接到相应的接线端子上。

6.通过控制箱接入220v的电源，打开控制开关，通过控制面板控制按钮运行!

注意：整洁、请检修保持正常、实验前打开风机、注意发热体和火焰试验不要长时接触!

实验室通风柜进口风速标准

通风柜厂家产品进口风速越大，形成的旋转气流就越强。在相对很理想操作环境下，如果通风柜气流抑制性能很出色，那么进口风速在0.3-0.41m/s可保证充足的气流抑制，但是抑制性能会在这个范围内有所波动，淮北通风柜，需要制定有效实验室操作规范，并严格执行。通风柜进口风速在0.41-0.51m/s，气流抑制性能也会产生波动，但是该风速适合绝大多数通风柜低风险运作，适用于大多数实验室化学实验，依旧要严格执行有效实验室操作规范。进口风速在0.51-0.61m/s范围内的气流抑制效果和0.41-0.51m/s范围内的相差无几，但是运行成本却会明显提高。通风柜进口风速在0.61-0.76m/s范围内可达到气流抑制，但是效果没有本质改善，而且能耗会明显提高。

实验室通风柜厂家-安徽倍尚实验室设备厂-淮北通风柜由安徽倍尚实验室设备有限公司提供。实验室通风柜厂家-安徽倍尚实验室设备厂-淮北通风柜是安徽倍尚实验室设备有限公司（www.bssyssb.com）升级推出的，以上图片和信息仅供参考，如了解详情,请您拨打本页面或图片上的联系电话，业务联系人：刘经理。