

仙桃实验台定做 湖北特尔诺

产品名称	仙桃实验台定做 湖北特尔诺
公司名称	湖北特尔诺实验室设备有限公司业务部
价格	面议
规格参数	
公司地址	武汉市东湖新技术开发区光谷三路777号创星汇 自贸金融大厦9层
联系电话	18672949069 18672949069

产品详情

湖北特尔诺实验室设备有限公司是一家从事现代化实验室设备，实验台定做，实验室家具柜台，教学设备及科研器材的研发，实验室通风系统工程，室内净化工程的设计，施工。

在安装实验台时，如果台面边角做成圆角，则台面与台面间不要留缝;如果台面边角做成直角，则留出 3mm的缝隙，用来填胶。步骤如下：

先在两块台面接缝处贴上美纹纸;

打上与台面颜色相同的硅胶或环氧树脂胶，若台面留3mm缝，胶须填满，以防接缝前裂和胶水剥落;

20分钟后用金属片刮平台面粘胶，很快撕去美纹纸，清洁表面;

台面与柜体的粘接处，打一圈白色硅胶。操作时注意保护台面，有可出现划痕，缺角等现象。

湖北特尔诺实验室设备有限公司是一家从事现代化实验室设备，实验室家具柜台，教学设备及科研器材的研发，实验室通风系统工程，室内净化工程的设计，施工。

在试验台柜门粘接完毕后要查验橱柜台面线框衔接和橱柜台面平面度，假如橱柜台面高低不平可采用硬塑原材料加垫或在高空用吊物压下去二种处理过程，实际采用哪样处理过程依据状况而定。还可以用螺钉回归分析法开展调节，即在试验台的折旁边打孔，随后用4毫米螺钉拧入的长短来调节橱柜台面的高宽比。

湖北特尔诺实验室设备有限公司是一家从事现代化实验室设备，实验室家具柜台，教学设备及科研器材的研发，实验室通风系统工程，室内净化工程的设计，施工。

实验台上突发意外事故如何处理：

- 1、在实验过程中如果操作不当被烫伤或不小心将一些有害腐蚀溶液滴在皮肤上，可以将稀释过后的KMnO₄、黄色苦味酸溶液或万花油等涂抹于伤口上，如果比较严重需要及时就医。
- 2、如果不小心使得实验室中发生火灾时，如果火势较小可以用湿布、石棉布或沙子直接盖在火上面；如果火势较大时，可以使用灭火器。如果是电器设备不小心着火，需要先切断电源，然后用二氧化碳灭火器、干粉灭火器或四氯化碳灭火器来扑灭，不能使用泡沫灭火器以免触电。当火势控制不住时，应及时报警处理，以免发生不可挽回的损失。
- 3、如果酸碱腐蚀在眼睛或皮肤上飞溅，应用饱和碳酸氢钠（或稀氨）或硼酸溶液洗涤，然后用清水反复大量冲洗。

仙桃实验台定做-湖北特尔诺(推荐商家)由湖北特尔诺实验室设备有限公司提供。湖北特尔诺实验室设备有限公司（www.teernuo.com）拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！