史塞克关节镜维修-图像起雾-万玛医疗

产品名称	史塞克关节镜维修-图像起雾-万玛医疗
公司名称	广州万玛医疗设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	广州市番禺区洛浦街东乡村联发工业区A18幢之 一六楼(部位:610)
联系电话	15580243507

产品详情

广州万玛医疗设备有限公司是一家第三方硬镜维修服务商,维修:storz(史托斯)、stryker(史赛克)、olympus(奥林巴斯)、wolf(狼牌)、Smith & Nephew(诗乐)、Rudolf(偌道夫)、Xion(艾克松)、GIMMI(吉米)、AESCULAP(蛇牌)等。维修经验丰富,服务质量保证,欢迎咨询!

万玛医疗-硬镜维修

常见故障解析-图像模糊

内窥镜一旦出现漏水,初就会出现图像不清晰。但不能肯定图像模糊完全是由漏水引起的,有可能是先端部保护玻璃不干净或磨花,或者是物镜出现油性雾,或者是目镜本身有问题,也有可能是物镜与导像束之间、目镜与导像束之间相对位置移动。在排除这些问题之后,才能决定机器出现了漏水。造成图像模糊的原因很简单,是因为进水后水分附着在光学零件的端面上。

特殊硬镜维修

小修:

1、目镜调校2、更换眼罩

中修:

1、更换光像束、物镜系统,清理光学系统,史塞克关节镜维修光束亮度不够,目镜调校,封装

大修:

1、更换工作管、光纤、更换图象束、物镜系统,清理光学系统,目镜调校,封装

联系方式:

Company:广州万玛医疗设备有限公司

Address:广州市番禺区南浦沿沙路联发商务中心6F

Tel: + (020) 28135424

Mobile:+(86)13975877227/13326462772 许经理