

史塞克关节镜维修-图像起雾-万玛医疗

| | |
|------|-----------------------------------|
| 产品名称 | 史塞克关节镜维修-图像起雾-万玛医疗 |
| 公司名称 | 广州万玛医疗设备有限公司 |
| 价格 | .00/个 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 广州市番禺区洛浦街东乡村联发工业区A18幢之一六楼(部位:610) |
| 联系电话 | 15580243507 |

产品详情

广州万玛医疗设备有限公司是一家第三方硬镜维修服务商，维修：storz（史托斯）、stryker(史赛克)、olympus(奥林巴斯)、wolf(狼牌)、Smith & Nephew(诗乐)、Rudolf（诺道夫）、Xion（艾克松）、GIMMI（吉米）、AESCULAP（蛇牌）等。维修经验丰富，服务质量保证，欢迎咨询！

万玛医疗-硬镜维修

常见故障解析-图像模糊

内窥镜一旦出现漏水，初就会出现图像不清晰。但不能肯定图像模糊完全是由漏水引起的，有可能是前端部保护玻璃不干净或磨花，或者是物镜出现油性雾，或者是目镜本身有问题，也有可能是物镜与导像束之间、目镜与导像束之间相对位置移动。在排除这些问题之后，才能决定机器出现了漏水。造成图像模糊的原因很简单，是因为进水后水分附着在光学零件的端面上。

特殊硬镜维修

小修:

- 1、目镜调校2、更换眼罩

中修:

- 1、更换光像束、物镜系统，清理光学系统，史塞克关节镜维修光束亮度不够，目镜调校，封装

大修:

1、更换工作管、光纤、更换图象束、物镜系统，清理光学系统，目镜调校，封装

联系方式：

Company:广州万玛医疗设备有限公司

Address：广州市番禺区南浦沿沙路联发商务中心6F

Tel：+（020）28135424

Mobile：+（86）13975877227/ 13326462772 许经理