

## 合肥吸量管 苏州陶迈森分析仪器 分度吸量管

产品名称	合肥吸量管 苏州陶迈森分析仪器 分度吸量管
公司名称	苏州陶迈森科学仪器有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	苏州工业园区（吴中区）星湖街1211号仁恒PAR KA座5F
联系电话	13862625813

## 产品详情

洗涤剂：1、铬酸洗涤剂：重铬酸钾5克，水5ml，搅拌溶解，慢慢加入浓硫酸(工业用) 100ml，待冷却后即可使用。铬酸洗液具有强烈的腐蚀性。皮肤、衣物等要避免与之接触。洗液应保存在密闭容器中，以防吸水。良好的洗液应呈褐红色，如溶液变成黑绿色表示已失效，合肥吸量管，无氧化能力，应更换。2、10%~20%尿素溶液，是蛋白质的良好溶剂，用以洗涤盛过血液等含蛋白质的器皿。3、硝酸洗涤剂用水和浓硝酸按1:1配成的硝酸溶液，分度吸量管，可用以洗涤二氧化碳测定仪等。

吸量管的使用方法：5、为减少误差。要选用恰当的吸管，如量取1.5ml时应选用2ml的刻度吸管，精准吸量管，而不可选用5ml或10ml的，以1ml吸管吸取两次代替2ml也会产生误差。6、吸管用毕，应立即用水冲洗，特别吸血液、组织匀浆等含蛋白质溶液的吸管，因蛋白质干固后将堵塞吸管的尖部。水冲后，晾干，再泡入铬酸洗液中1h以上，之后取出洗净烘干。7、使用过程中要防止吸管尖部和上口碰破，尖部碰破残缺，则吸量不准；上口破残，则不易控制流量。均不能使用。

显微镜法红细胞计数：原理：用等渗稀释液将血液稀释一定的倍数后，刻度吸量管，滴入计数板，在显微镜下计数一定范围内红细胞数，经换算可求得每升血液中的红细胞数。红细胞稀释液：Hayem液(赫姆氏红细胞稀释液)；枸橼酸钠稀释液；普通生理盐水或加1%甲醛的生理盐水。红细胞计数的区域：中心大方格中的5个中方格(正中一个和四角各一个)。

合肥吸量管-苏州陶迈森分析仪器-分度吸量管由苏州陶迈森科学仪器有限公司提供。苏州陶迈森科学仪器有限公司 (taomaisen.1688.com) 坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支技术过硬的员工队伍，力求提供更好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。陶迈森科学仪器——您可信赖的朋友，公司地址：苏州工业园区（吴中区）星湖街1211号仁恒PARKA座5F，联系人：陶沙。