

户外轮椅 轮椅 康安德医疗器械

产品名称	户外轮椅 轮椅 康安德医疗器械
公司名称	天津康安德医疗器械销售有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	天津津南区双港镇津沽公路171号-1号
联系电话	18611730940

产品详情

天津康安德销售有限公司是一家专业经营家用器械，康复等产品的销售和售后服务业的公司。

轮椅保养：

轮椅车座架的连接螺栓为松联接，严禁旋紧。

轮椅对开下半身残疾或行动不便的老人来说，户外轮椅，就是他们的第二双脚.而现在多人都是这样，把轮椅买回家之后，只要轮椅不出故障，他们一般不会去检查和保养，电动轮椅，对它们很放心，其实这是错误的做法：虽然生产厂家可以保证轮椅的质量没问题，但是不能保证在你用过一段时间后没问题，所以为了确保轮椅的较佳状态，智能电动轮椅，轮椅需定期保养。

老年人轮椅在用的时候，轮椅，需要两个手紧紧的握住两边，向两侧的方面伸拉，让左边跟右边的车架分开。坐垫的调整，可以从两边向下压，压到定位的位置就可以了，在这里需要注意不论在拉还是压的过程中用力都要适中，不宜过大，而且在压坐垫的时候不要用手握住支撑管，防止造成伤害。

在需要折叠的时候，可以把两个脚踏板翻起来，然后牢牢的将坐垫抓住往上面提，很容易就完成了折叠操作。

天津康安德销售有限公司是一家专业经营家用器械，康复等产品的销售和售后服务业的公司。

买轮椅要注意：

- 1.车轮着地性。当运用者自立驱动行走时，无论是压上一块小石头或是过一个小坎都不会使其他轮子悬空，形成偏向掉控或忽然转向。
- 2.座位的宽度、长度、高度、靠背的高度、扶手的高度，应合适本人，应有避免褥疮坐垫。
- 3.驻波功能。当护理人员把患者推到斜坡刹好车闸，分开时，轮椅不克不及溜坡或翻车。
- 4.较小盘旋半径。在程度测试面上作360度双向扭转，不得大于0.85米。
- 5.较小换向宽度。一次后退就可把轮椅反转180度的较小通道宽度不得大于1.5米。

户外轮椅-轮椅-康安德医疗器械(查看)由天津康安德医疗器械销售有限公司提供。户外轮椅-轮椅-康安德医疗器械(查看)是天津康安德医疗器械销售有限公司（www.tjkad.com）升级推出的，以上图片和信息仅供参考，如了解详情,请您拨打本页面或图片上的联系电话，业务联系人：殷总。