

化学实验台 合肥实验台 安徽倍尚实验室设备

产品名称	化学实验台 合肥实验台 安徽倍尚实验室设备
公司名称	安徽倍尚实验室设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	安徽省合肥市新站区淮海大道北岗花园9栋1705室
联系电话	15955142128

产品详情

实验台间距的设计要求

对化学实验室，一般能接受的装有试剂架的实验台宽度，靠墙实验台为2英尺6英寸，化学实验台，半岛式实验台为5英尺。对物理实验室，推荐采用3英尺，有时有阔的电子设备时采用6英尺的宽度。对某些实验室，2英尺或2英尺3英寸的实验台宽度已足够。当台面用厚木料，考虑宽度与造价的关系就相对地不重要了，但当用成品板材时，实验台厂家，宽度应结合板材尺寸加以考虑，使材料损耗减少到1小的程度。

正确启动实验台的几个步骤

- 一、将实验台左侧控制台的电源插头找到并把它插进220V的电源插座就可以连接到电源。
- 二、接下来就把漏电保护断路器的盖子合上，漏电保护断路器的位置在控制屏的左侧。
- 三、把急停开关按顺时针顺序旋转出来。
- 四、把自耦调压器扭到零位，合肥实验台，是按逆时针旋转的，注意喔！
- 五、现在右侧的控制台就通电可以使用了。
- 六、在控制中找到启动按钮，就会听到机器启动的声音，电源指示灯亮起来的同时输入或者是调压的指示灯其中的一路也会跟着亮起来。

如何维护我们的实验台

实验台的使用寿命延长离不开我们日常的维护，特别是在做一些特殊实验时，如果台面上不慎撒上一些水渍或者是化学物质，这个时候我们一定要及时的用抹布清理干净，特别是一些化学物质，如果不及时进行清理的话，就会导致台面的损坏。而普通的水渍也是不容忽视的，水渍长时间的在实验台的表面，实验台价格，会导致实验台潮湿，从而使实验台的边缘受到影响。

那么在使用实验台过程中，实验台的轨道维护也是非常重要的，如果实验台抽屉中的轨道一旦出现问题，就会导致轨道损坏，无法继续使用等问题，所以在日常使用的过程中，我们一定要轻拉轻放，不要使用蛮力，这样避免对实验台轨道造成损坏。其次在使用的过程中，我们还可以定期在实验台的轨道上面涂抹一些润滑油，从而保证轨道运行的顺利性，防止轨道因为干燥而给使用带来影响。

化学实验台-合肥实验台-安徽倍尚实验室设备(查看)由安徽倍尚实验室设备有限公司提供。化学实验台-合肥实验台-安徽倍尚实验室设备(查看)是安徽倍尚实验室设备有限公司(www.bssyssh.com)升级推出的，以上图片和信息仅供参考，如了解详情,请您拨打本页面或图片上的联系电话，业务联系人：刘经理。