

# 天津在线水质检测仪器 伊科斯迪科技有限公司 天津在线水质检测

产品名称	天津在线水质检测仪器 伊科斯迪科技有限公司 天津在线水质检测
公司名称	天津伊科斯迪科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	天津滨海高新区华苑产业区海泰大道42号B1号楼—711
联系电话	18522772881

## 产品详情

水质pH值的检测用电位法检测水质的pH值时，是以玻璃电极作指示电极，天津在线水质检测，饱和甘汞电极作参比电极，天津在线水质检测仪器厂家，侵入待测溶液中组成原电池，采用酸度计直接测量此原电池的电动势，在酸度计上直接读出待测水质的pH值，在测量之前要先用pH标准缓冲液来校正仪器上的标度，使指针所指示的标度值恰好为标准溶液的pH值，然后在换上待检测的水质，天津在线水质检测仪器，就能测得其pH值了，不过为了尽量减少误差，大家应选用pH值与待检测水质相近的标准缓冲液，而且在检测的过程中尽量要保持温度的恒定。

酶底物法封口机产品特点：

- 1.酶底物法检测试剂，sea定量检测盘/定量孔板，sea定量瓶出厂前均已灭菌，客户可以直接放心使用。
- 2.酶底物法检测试剂是我公司潜心研制并符合GB/T5750.12-2006的酶底物法培养基，假阳性和假阴性均优于传统方法。
- 3.酶底物法检测试剂经大量客户实验室使用和验证，表明与传统方法多管发酵法和滤膜法具有方法一致性和可比性。

定量封口机厂家介绍酶底物法检测使用方法。

配件以及技术方案：

针对酶底物法检测的原理采购相应的设备。用途如下：

程控定量封口机：用于定量检测盘的封口。

酶底物检测试剂：用于选择性检测水中的目标细菌。

51或97定量检测盘：用于判断目标微生物数量。

100毫升定量瓶/取样瓶：专业的为水样与试剂提供溶解环境。

紫外手持式紫外分析仪带暗室：测定大肠埃希氏菌时用于在暗室中观察荧光。

操作方法：

一步：将水样加入100ml取样瓶中，加入酶底物法检测试剂，天津在线水质检测设备，拧紧盖子摇匀至完全溶解。

第二步：将样品加到定量检测盘中。

第三步：使用程控定量封口机对定量检测盘进行样品分配及封口。

第四步：粪大肠菌群的测定则将培养箱设定为44.5℃，培养24h。

第五步：对照比色盘数阳性（显黄色，或荧光）格子数，按照使用的检测盘类型，分别查51孔或者97孔MPN表得出100毫升中大肠菌群的菌群数。对照MPN表出数据。

第六步：根据稀释倍数结果按公式计算结果。

大肠菌群（个/L）=MPN值 × 稀释倍数 × 1000mL/100mL。

天津在线水质检测仪器-伊科斯迪科技有限公司-天津在线水质检测由天津伊科斯迪科技有限公司提供。天津伊科斯迪科技有限公司（[www.tjecocitytech.com](http://www.tjecocitytech.com)）位于天津滨海高新区华苑产业区海泰大道42号B1号楼—711。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前伊科斯迪在其它中享有良好的声誉。伊科斯迪取得商盟认证，我们的服务和管理水平也达到了一个新的高度。伊科斯迪全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。同时本公司（[www.tjyksdtech.cn](http://www.tjyksdtech.cn)）还是从事天津大肠菌群检测，粪大肠检测，总大肠检测的厂家，欢迎来电咨询。