

福建手持毒品毛发检测仪【合创物联】

产品名称	福建手持毒品毛发检测仪【合创物联】
公司名称	河南合创物联信息科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河南自贸试验区郑州片区（郑东）商务内环路10号19层1903号（注册地址）
联系电话	13183001603

产品详情

使用毛发毒品检测仪前要做什么？具体流程是什么？准备新的锯齿剪刀或理发剪刀（或由附近理发店的理发师协助）。提取毛发样本时，工作人员应佩戴一次性手套，在嫌疑食用毒品人员的头顶后部采集发根端3厘米以内的头发。在干净的信封上应当填写样本编号、提取日期和提取人等信息。然后，在两张封条上由被提取人签名，用封条分别将信封予以封存。拍照固定，附卷。但也需要注意的是，提取不同人员的毛发，应当分别提取，及时清理采样过程中提取器材上的残留物，并对器材予以消毒，确保样本不被交叉污染。提取不同人员的毛发，应独立包装、统一编号。

毛发毒品检测仪具有独特优势，检测时限长、毒品滥用信息全，样本抗腐蚀、易采集保存、可重复取样等。其中，检测时限长是比较突出的优点，根据毛发长度可反映几周至数月的用药情况，时间可长达3~6个月的毒史，与尿液检测技术相结合，可以客观评价被检测者滥用毒品的情况，满足禁毒工作的需求。

华高毛发毒品检测仪适用于毛发毒品的快速半定量检测，适用于大量样本初筛工作。携带方便、操作简单可以用于现场检测的需求，使用时须搭配专用的检测试剂。

华高毛发毒物检测仪优势：

易取材：样本易保存、且可避免掺假

难逃避：避免暂时切断；

期限长：检测周期长；

可应用于社戒社康、银行系统、娱乐场所、社会化服务、医院系统、安保系统、公共交通、征兵体系等行业

华高智慧禁毒物联网大数据管控平台，围绕毛发毒物检测技术，将食用毒品人员成瘾认定、康复管控、毒情监测等工作有机的结合在一起，形成完整、安全、智能的禁毒流程闭环，打造禁毒区块链物联网生态圈。

同时，借助新媒体APP传播优势，积极丰富宣传教育内容，助力禁毒部、社区网格禁毒宣传教育工作。

华高毛发毒品检测仪检测时限长、毒品滥用信息全，样本抗腐蚀、易采集保存、可重复取样等。其中，检测时限长是比较突出的优点，根据毛发长度可反映几周至数月的用药情况，时间可长达3~6个月的毒史，可以满足禁毒工作的需要。

毛发毒品检测仪，合创物联是首要选择。

- 1、方便使用：仪器配备禁毒部人员身份自动识别技术，无线Wi-Fi、蓝牙传输等功能，检测试剂常温保存，无需冰箱；
- 2、检测快速:5分钟内即可快速完成对怀疑人员毛发样本毒品含量的定量检测；
- 3、追溯期长:利用毛发可检测时间长达5天—8个月内怀疑人员体内是否含有毒品；
- 4、操作简单：只需5分钟，对检测人员进行简单培训，即可现场操作，无需配备专业人员，无需等待几十分钟甚至几个小时才能出结果；

【合创物联】是一家致力于检测分析仪器生产与研发的系统集成服务及销售为一体的高科技民营企业，我们立志于为用户提供快速、准确而的分析测试仪器。