

# 防酸碱实验台厂家 欧贝尔实验室家具 山西防酸碱实验台

产品名称	防酸碱实验台厂家 欧贝尔实验室家具 山西防酸碱实验台
公司名称	山西欧贝尔实验室设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	太原市杏花岭区府西街力鸿大厦11层
联系电话	18636617441

## 产品详情

### 说说实验台的正确启动方法

安全的启动实验台是很重要的，因为关系到后面的实验工作。所以正确的启动步骤是所有使用者应该牢记在心中的。但是对于新手来说，估计还是没有那么顺利的，下面我们就来看看实验台的正确启动方法。

- 一、将实验台左侧控制台的电源插头找到并把它插进220V的电源插座就可以连接到电源。
- 二、接下来就把漏电保护断路器的盖子合上，漏电保护断路器的位置在控制屏的左侧。
- 三、把急停开关按顺时针顺序旋转出来。
- 四、把自耦调压器扭到零位，山西防酸碱实验台，是按逆时针旋转的，注意喔！
- 五、现在右侧的控制台就通电可以使用了。
- 六、在控制中找到启动按钮，就会听到机器启动的声音，防酸碱实验台供应商，电源指示灯亮起来的同时输入或者是调压的指示灯其中的一路也会跟着亮起来。电源控制屏上的电压表读数范围是220V上下或者是称为调压值，都是指向自耦调压器的原边和副边电压。

### 关于实验边台角柜的保养方法

实验室除了要安装通风良好的通风柜，还要安装好跟实验息息相关的实验边台、中央实验台等，确保实验可以准备无误的完成，而有时候实验器具比较多，我们会充分利用空间，在实验边台的旁边安放实

验边台角柜，这样既完整了空间，又解决了器具安放的问题，下面我们一起来了解一下实验边台角柜的保养问题。

木质角柜：避免长时间的阳光直射造成材质老化；可在柜面铺一些硬纸或是桌布防止刮花；做好防水工作。

草编角柜：草编角柜并不是一个密封的空间，必须放置在阴凉通风处，以防水防潮；柜面粗糙，要做好防尘防污工作；放置物品要考虑柜子的承托能力，避免过大的重压导致结构变形。

实验边台山西欧贝尔实验室设备有限公司介绍日常维护实验器材注意的细节

一、仪器设备管理人员必须熟悉所管仪器设备的性能及使用操作规程，健全大型设备技术档案，妥善保管一般设备的技术资料及使用说明书。

二、保证仪器设备及配件配套的完整，认真做好仪器的过往记录，做到帐、卡、物相符。

三、电子仪器使用前必须熟读使用说明书，按要求检查自身保护装置，控制环境温度、湿度、连续工作时间、电源电压等，注意防潮、防尘、防腐。

四、定期对电子仪器进行通电检查，发现有跳火、冒烟、炸响、异味等现象时，要立即关机，防酸碱实验台价钱，报主管人员，防止因短路损坏仪器，延长仪器的使用寿命。

五、定期维护保养仪器，防酸碱实验台厂家，及时排除仪器故障，做好维修记录，大型设备每学期清洁、保养2-4次。

六、损坏的仪器设备应由设备中心专业人员检修，若需外修应向设备处提出申请。

防酸碱实验台厂家-欧贝尔实验室家具-山西防酸碱实验台由山西欧贝尔实验室设备有限公司提供。山西欧贝尔实验室设备有限公司（[www.sxobe.com](http://www.sxobe.com)）坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支技术过硬的员工队伍，力求提供更好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。欧贝尔实验室家具——您可信赖的朋友，公司地址：太原市杏花岭区府西街力鸿大厦11层，联系人：任经理。同时本公司（[www.hndnm.com](http://www.hndnm.com)）还是从事山西无菌室，百级无菌室，千级无菌室的厂家，欢迎来电咨询。