

太原实验操作台 太原操作台 山西欧贝尔实验室家具

产品名称	太原实验操作台 太原操作台 山西欧贝尔实验室家具
公司名称	山西欧贝尔实验室设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	太原市杏花岭区府西街力鸿大厦11层
联系电话	18636617441

产品详情

中央实验台的尺寸要选择好

你购买的中央实验台有多大？现在市场上的中央实验台的类型有很多种，中央实验台的尺寸也各不相同，大家在购买的时候千万不能够出现买回去发现地方不够大，中央实验台放不下，或者出现中央实验台太小，完全不够用的情况，这就很尴尬了。所以，我们给大家提出了如下的建议。

看需要考虑到使用的范围。在不同的领域使用到实验台的话，那么它的尺寸大小也是不一样的。这里的尺寸不仅要考虑到整体性的宏观尺寸，也需要考虑到整体性的实验台的布局性的尺寸，因为只有从这样的角度来看的话，也能够给你带来更佳的使用性体验。

使用振动实验台会有哪些好处

今天我们要为大家介绍的是振动实验台，关于这种实验台我们在之前还没有给大家做过多的介绍。今天乘此机会，就和大家来聊一聊振动实验台到底是个什么东西，对于我们的实验都会带来哪些好处。

振动实验台使用方法：

- 1、将机台置于平整之地面，防振胶垫应落实而不会出现前后、左右晃动，将振动实验台电源接牢。机器电机为两相电机，请与供电电源接牢；
- 2、打开机器电源开关，将试验所需时间设定好：HMS依次为H小时、M分钟、S秒；表盘上‘+、—’，太原操作台，依序将数字1-9拨到所需档；

- 3、 调动高速旋钮相应转速在显示表上显示，目视振动实验台运行正常，将转速调低，关掉电源；
- 4、 将试件置于工作台面，移动活动围栏将试件固定于台面中心位；
- 5、 打开机台电源，重启振动实验台，调整相应转速，太原监控操作台，待试验时间到达设定时间后，停机检验试件；
- 6、 如需按ISTA-IA国际运输标准做测试，则需用随机附带之标配块置于试件（被测包装件）下部，当振动实验台运行速度达到300rpm时，用手将标准块从试件一侧顺利过试件底部。

实验边台山西欧贝尔实验室设备有限公司介绍日常维护实验器材注意的细节

- 一、 仪器设备管理人员必须熟悉所管仪器设备的性能及使用操作规程，健全大型设备技术档案，妥善保管一般设备的技术资料及使用说明书。
- 二、 保证仪器设备及配件配套的完整，认真做好仪器的过往记录，太原实验操作台，做到帐、卡、物相符。
- 三、 电子仪器使用前必须熟读使用说明书，按要求检查自身保护装置，控制环境温度、湿度、连续工作时间、电源电压等，注意防潮、防尘、防腐。
- 四、 定期对电子仪器进行通电检查，发现有跳火、冒烟、炸响、异味等现象时，要立即关机，报主管人员，防止因短路损坏仪器，延长仪器的使用寿命。
- 五、 定期维护保养仪器，太原操作台设计，及时排除仪器故障，做好维修记录，大型设备每学期清洁、保养2-4次。
- 六、 损坏的仪器设备应由设备中心专业人员检修，若需外修应向设备处提出申请。

太原实验操作台-太原操作台-山西欧贝尔实验室家具由山西欧贝尔实验室设备有限公司提供。山西欧贝尔实验室设备有限公司（www.sxobe.com）是从事“实验室规划设计,实验台,通风柜,无菌室,废气处理,废水处理”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供高质量的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：任经理。同时本公司（www.hnset.com）还是从事山西实验台厂家，山西不锈钢实验台，山西PP实验台的厂家，欢迎来电咨询。