

# 太原试验台厂家 欧贝尔实验室家具 太原试验台

产品名称	太原试验台厂家 欧贝尔实验室家具 太原试验台
公司名称	山西欧贝尔实验室设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	太原市杏花岭区府西街力鸿大厦11层
联系电话	18636617441

## 产品详情

### 实验台厂家防止静电有妙招

1、实验室仪器设备促使发生电荷的泄露：在灾害对策中，简单的方法是进行接地。该方法是通过金属导体使发生电荷迅速消失到大地中。但是，采用这种方法，如果带电体是导体可以简单地消除，而塑料或化纤类、石油类等绝缘物，由于带电部分的电荷难以移动，效果不大。

### 2、实验室仪器设备静电保护接地

在处理熔剂、粉状物质或其他产品的地方，常存在有危险电位，因为静电积累在设备上、处理的物料上、甚至在操作人员身上。实验台厂家的仪器设备的静电电荷对地或其他设备放电，遇着物质的时候，必然引起火灾，造成每年有许多人伤亡和带来大量财产损失。

### 钢木材质

拉手：拉手不锈钢、铝合金或者防腐PVC材质，模具成型，表面经化学处理，外形美观，太原试验台参数，设计人性化。

万向调节脚：专用注塑可调脚，承重、防潮、防滑、抑菌、耐腐蚀，可根据室内地坪适当调整柜体高度；外形美观，设计人性化。

插座：采用乳白色22V 16A万用二、三插电插座，使用各种国产或进口仪器插头，安全耐用。

管线槽：单行体，钢制结构，可自行拆卸检修线路，外型美观，使用安全方便。

## 实验边台山西欧贝尔实验室设备有限公司介绍日常维护实验器材注意的细节

一、仪器设备管理人员必须熟悉所管仪器设备的性能及使用操作规程，健全大型设备技术档案，妥善保管一般设备的技术资料及使用说明书。

二、保证仪器设备及配件配套的完整，认真做好仪器的过往记录，做到帐、卡、物相符。

三、电子仪器使用前必须熟读使用说明书，按要求检查自身保护装置，控制环境温度、湿度、连续工作时间、电源电压等，注意防潮、防尘、防腐。

四、定期对电子仪器进行通电检查，发现有跳火、冒烟、炸响、异味等现象时，太原试验台，要立即关机，报主管人员，防止因短路损坏仪器，延长仪器的使用寿命。

五、定期维护保养仪器，太原试验台设计，及时排除仪器故障，做好维修记录，大型设备每学期清洁、保养2-4次。

六、损坏的仪器设备应由设备中心专业人员检修，若需外修应向设备处提出申请。

太原试验台厂家-欧贝尔实验室家具(在线咨询)-太原试验台由山西欧贝尔实验室设备有限公司提供。山西欧贝尔实验室设备有限公司(www.sxobe.com)坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支技术过硬的员工队伍，力求提供更好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。欧贝尔实验室家具——您可信赖的朋友，公司地址：太原市杏花岭区府西街力鸿大厦11层，联系人：任经理。同时本公司(www.hnset.com)还是从事山西实验台厂家，山西不锈钢实验台，山西PP实验台的厂家，欢迎来电咨询。