

农残快速检测试剂盒 农残快速检测试剂 原态生物科技有限公司

产品名称	农残快速检测试剂盒 农残快速检测试剂 原态生物科技有限公司
公司名称	东莞市原态生物科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	东莞市东城街道温塘温周路温塘中路76号四楼A区
联系电话	13713456074

产品详情

农药残留快速检测仪是根据国家标准（GB/T5009.199-2003）和农业标准方法（NY/T448-2001）中的酶抑制率法，结合快速检测方法研制的全新食品安全检测设备，农残快速检测试剂，能准确、快速检测出蔬菜、水果中有机磷类和氨基甲酸酯类农药残留量。东莞市原态生物科技有限公司多年来始终坚持以高品质的产品为基础、以服务至上的服务为宗旨。公司同时代理国内外各类食品安全检测仪器设备，食品农残快速检测试剂，协助客户建立食品安全检测体系，提供各类检测方案帮助客户更快捷更方便更准确地进行检测。

农药残留速测仪编辑概述农药残留快速检测仪是根据我国国情和需要而研制开的专用仪器。可以实现有机磷及氨基甲酸酯类农药残留量的现场快速检测。

农药残留检测仪在快速检测果蔬农药残留上的应用：适用于种植基地、批发市场、超市、餐厅、及相关监管部门的农药残留速测。

主要特点有：主控芯片：采用32位ARM处理器，运转速度更快，农残快速检测试剂盒，稳定性强。

农药残留检测仪检测步骤

1、检测试剂（酶试剂）制备：

1) 缓冲液：将缓冲液试剂袋中的试剂倒出，溶于500ml蒸馏水中，溶解、混匀即可。

2) 底物；向标有“底物”的试剂瓶中加入2.7 ml 蒸馏水，溶解、混匀即可。0~50C环境下冷藏保存。

3) 显色剂：按试剂瓶上的标签说明，向标有“显色剂”的试剂瓶中加入26 ml 缓冲液，溶解、混匀即可。

4)

酶试剂：酶试剂已配成溶液可直接使用。平常要在0~5oC环境条件下冷藏保存，切勿冷冻至结冰！！！！

农残快速检测试剂盒-农残快速检测试剂-原态生物科技有限公司由东莞市原态生物科技有限公司提供。东莞市原态生物科技有限公司（www.dgytbio.com）位于东莞市东城街道温塘温周路温塘中路76号四楼A区。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前原态生物科技在其它中享有良好的声誉。原态生物科技取得商盟认证，我们的服务和管理水平也达到了一个新的高度。原态生物科技全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。同时本公司（www.yuantai4.com）还是从事农残酶试剂，蔬菜农残酶试剂，食品农残酶试剂的厂家，欢迎来电咨询。