

自动体外除颤仪 齐齐哈尔除颤仪 医捷迅安

产品名称	自动体外除颤仪 齐齐哈尔除颤仪 医捷迅安
公司名称	武汉医捷迅安商贸有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	武汉市洪山区珞狮南路和文荟街交叉口南湖星光时代18层
联系电话	13995560945 13995560945

产品详情

武汉医捷迅安商贸有限公司厂家直销、品牌经销 供应席勒除颤仪、普美康单除颤仪、普美康双相波除颤仪等品牌除颤设备。我们的宗旨是：客户的要求，我们的追求！

供应 心脏除颤仪/普美康Defi-B型便携式心脏除颤仪/席勒除颤仪/普美康XD除颤仪

保养制度

每次用仪器后用清洁的专用抹布湿式擦拭，如有血液、体液、分泌物污染时，用75%酒精进行擦拭。

每周专管人员定期检查机器效能，齐齐哈尔除颤仪，清洁机器外壳，做好记录，每月统计一次。

每次使用除颤、监护后电量耗尽的电池完全充电需要16小时。

每月专管人员将除颤仪与电线断开连接，检查电池耗尽前所需时间大于1.8小时。

不允许将液体倾倒在仪器上，不允许使用有腐蚀性液体或溶剂清洁仪器。

不要让机器碰撞或尖锐锋利物品碰划

心脏除颤仪/普美康Defi-B型便携式心脏除颤仪/席勒除颤仪/普美康XD除颤仪

除颤器分类

非同步型除颤器。这种除颤器在除颤时与患者自身的R波不同步，可用在心室颤动和扑动（因为这时没有振幅足够高、斜率足够大的R波）。

武汉医捷迅安商贸有限公司厂家直销、品牌经销 供应席勒除颤仪、普美康单除颤仪、普美康双相波除颤仪等品牌除颤设备。我们的宗旨是：客户的要求，我们的追求！

普美康XD1除颤仪应用了新型的双相波除颤技术。

除颤脉冲的电流可调节，可避免引起心肌损伤的电流峰值。

在自动模式下，可针对每位患者的体内电阻计算相应的释放能量，自动体外除颤仪，采取合适的治疗，达到较高的成功率。

在手动模式下，施救者可自行选择所需的除颤能量。双相波可在一个周期内变换电流方向，使除颤刺激小，效果好。

普美康脉冲在第一相和第二相都是矩形脉冲。所以可以达到一个近乎理想的除颤效果。

XD1功能设计确保操作安全迅捷。

技术高超，操作简单！

自动体外除颤仪-齐齐哈尔除颤仪-医捷迅安由武汉医捷迅安商贸有限公司提供。“实验室仪器耗材的批发零售,电子仪器设备”就选武汉医捷迅安商贸有限公司（www.whyjxa.com），公司位于：武汉市洪山区珞狮南路和文荟街交叉口南湖星光时代18层，多年来，医捷迅安坚持为客户提供好的服务，联系人：张经理。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。医捷迅安期待成为您的长期合作伙伴！