

# 电动轮椅 电动轮椅低至2380 电动轮椅经销商

产品名称	电动轮椅 电动轮椅低至2380 电动轮椅经销商
公司名称	天津乐邦医疗器械有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	天津市河西区黑牛城街道中海大厦3-A301
联系电话	18822635528

## 产品详情

为活动部件上油：保持部件顺畅地运作，防止生锈。

做法：

清洗并擦干轮椅后，使用专业的润滑油为所有活动部件轴承、连接件、活动部件等上油。

为轮胎充气：

适宜的胎压可延长内外胎的使用寿命并使推行、驱动更省力，也保障制动系统正常发挥功能。

做法：

用气筒进行充气可升高轮胎的压力，通过阀门放气可降低轮胎的压力。

按照轮胎表面标明的胎压或用拇指按压轮胎检查压力。应确保每个轮胎的压力相同，正常的胎压为轮胎稍微下陷大约5mm。

拧紧螺母和螺栓：螺栓松动会引起部件晃动而造成不必要的磨损，会降低轮椅的使用稳定性，影响轮椅使用者的舒适度，并可能造成部件损坏或丢失，甚至可能造成使用者的二次伤害。

使用电动轮椅时，监护人应特别注意

电动轮椅是老人残疾人代步的不二之选，但是必须按照规范操作，电动轮椅经销商，否则也会存在安全隐患。很多老人或残疾人的自理能力较差，在使用电动轮椅时，监护人应特别注意。1、驾驶轮椅进出门或遇到障碍物时，勿用轮椅撞门或障碍物(特别是老人大部分都有骨质疏松症易受伤);2、推轮椅时，嘱手扶着轮椅扶手，尽量靠后坐，勿向前倾身或自行下车;以免跌倒，必要时可用轮椅安全带固定腰部;3、由于轮椅的前轮较小，电动轮椅价格，在快速行驶时如遇到小障碍物(如沟沟坎坎)易造成轮椅突停而导致轮椅或向前倾翻而伤害，监护人员应注意遇到此类路况应及时告诉使用者绕道而行或用手推模式通行。千万别把轮椅或电动轮椅当坦克使用;4、推轮椅或驾驶电动轮椅下坡时速度要慢，中心尽量靠后，如果靠背可以调节的轮椅尽量将靠背向后调节，如果是手推轮椅建议监护人应倒退着扶稳轮椅缓慢向下滑行，电动轮椅，切勿向下推行，以免发生意外;5、长期乘坐轮椅者，监护人应随时观察患者是否有下肢浮肿、溃疡或关节疼痛等症状，即使调整患者坐姿;6、监护人员应经常检查轮椅电量、刹车制动以及固定螺栓是否松动、定时加润滑油，以保持轮椅运行状态良好。

对于腿脚不好的老人来说，老年电动轮椅给他们的生活带来了很大的方便。老年电动轮椅是在传统轮椅的基础上，加装了动力驱动装置、智能操纵装置等部件，是传统轮椅的升级版。为了延长老年电动轮椅的使用寿命，日常要注意对轮椅的清洁和保养。

- 1、常用清水擦拭车体，不要将老年电动轮椅放置在潮湿的环境中，不要敲打控制器、摇杆。
- 2、在搬运老年电动轮椅过程中，要将控制器保护起来。
- 3、若有饮料等不下心洒到控制器上，要及时擦干。可用稀释的清洁液擦拭干净，不要使用含有酒精之类的清洁剂。
- 4、要经常检查老年电动轮椅的刹车装置，要保证其使用正常。在使用手动刹车时，电动轮椅哪家好，要注意轮子是否禁止，螺丝等是否紧固。
- 5、老年电动轮椅的椅套及背靠要用稀释的肥皂水擦洗，然后放置通风处晾干。
- 6、对转动部分，要定期添加润滑油润滑，量不需要太多。
- 7、注意轮胎的胎压是否正常。

电动轮椅-电动轮椅低至2380-电动轮椅经销商由天津乐邦医疗器械有限公司提供。天津乐邦医疗器械有限公司 ( [www.18822635528.com](http://www.18822635528.com) ) 在医疗器械制造设备这一领域倾注了诸多的热忱和热情，乐邦一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：李经理。