

一次性使用医用口罩(非灭菌)老化实验检测机构

产品名称	一次性使用医用口罩(非灭菌)老化实验检测机构
公司名称	广州国检检测有限公司
价格	.00/个
规格参数	口罩检测:老化检测 王经理热线:13609641229 检测热线:13609641229
公司地址	广州市番禺区南村镇新基村新基大道1号金科工业园2栋1层101房
联系电话	13609641229 13609641229

产品详情

一次性使用医用口罩(非灭菌)老化实验检测机构

医用一次性口罩 YY/T 0969-2013 一次性使用医用口罩

外观、结构与尺寸、鼻夹、口罩带、细菌过滤效率（BFE）、通气阻力、微生物指标、环氧乙烷残留量、生物学评价（细胞毒性、皮肤刺激性、迟发型超敏反应）

一、测试项目医用口罩非无菌加速老化试验二、加速老化设备可程式恒温恒湿试验箱三、参考标准YY/T 0681.1-2018 无菌医疗器械包装试验方法 第1部分：加速老化试验指南四、测试原理（10 原则）对于已经表征的高分子材料，加速老化试验的简化试验方法是基于进行试验时在单一加速温度，并且采用的原则是化学反应速率每增加 10C 随 Q10 因子的增大而加速。对于常用的医用高分子所选择的典型关系是 $Q_{10}=2$ ，也就是说在高于使用或储存温度时每 增加 10C 反应速度加倍。