

医用嵌入式保温柜保冷柜

产品名称	医用嵌入式保温柜保冷柜
公司名称	北京福意电器有限公司
价格	8888888.00/台
规格参数	安装方式:嵌入式 公司:福意联保温柜 物流:德邦物流
公司地址	北京市平谷区兴谷经济开发区兴谷路20号
联系电话	13811305308 13811237849

产品详情

医用嵌入式保温柜保冷柜公司说明--

作为的一直航者，福意联人在收集了大量，客户实验要求的基础上，优良进行了产品升级，不久在制冷系统上采用了知名压缩机组和循环风机，更节能，优良，稳定，而且一直以致力于的健康倡议，制冷剂上采用无氟R134制冷剂，令环境更健康！

医用嵌入式保温柜保冷柜用途：

手术室是医院核心部门之一，因此该区域的环境卫生状况很大程度上影响着医院整体的水平、声誉和利益。手术室保温柜、保冷柜是手术室的基本必备,有的药品、用品、移植到患者身上的器官必要低温储存，但是在使用时必须加热到人体温度,使手术历程中利用的盐水、药品及保持在37度适合人体的温度。避免发生不必要的问题。

医用嵌入式保温柜保冷柜使用说明：保温柜设置温度37-80度用于加温液体药品、生理盐水、冲洗液、造影剂、透析液、B超液、甘露醇、被服等。保冷柜温度设置4度用于生物冰箱试剂，，制品等储存。-----医用嵌入式保温柜保冷

柜参数：

1.产品型号:FYL-YS-151L2.产品形式:立式3.噪 音:42dB(a)4.功率:120W5.电压/额定频率:220V/50Hz6.温度范围:0-100 每一度恒温调节7.玻璃门:三层高强度钢化玻璃，保温效果好、透明度高8.外形尺寸:(宽×深×高)：595×570×880mm9.内部尺寸:(宽×深×高)：508

×426×636mm10.保温性能：采用高密度聚氨酯整体发泡，门与箱体密闭处采用耐高温、抗老化性好的纳米材料门封条。11.内腔/搁架：箱体内部全不锈钢内胆；3层不锈钢搁架，可任意调节高度12.温度显示：微电脑程序控制温度，LCD数码显示，自动显示箱体内部温度13.安全锁：双安全锁设计，防止随意开启14.报警功能：高低温报警系统、断电报警、传感器故障报警15.双系统：制冷系统与制热系统匹配合理，降温或加热速度快，设定的温度在短时间里，即可达到设置温度要求、温度度高。16.风道设计：采用新型风道设计和循环系统设计。采用高性能电机及风叶，具有空气对流微风装置，内腔空气可以更新循环，温度恒温稳定。17.箱体：箱体外壳均采用优良A3钢板数控机床加工成型,外壳表面进行防静电\防腐化喷塑处理。

1、型号：FYL-YS-150L2、有效容积：150L3、额定电压：220V4、温控范围：2-48（每度可调可控，热补偿功能）5、箱体尺寸：595*570*865mm6、内径尺寸：520*440*660mm7、产品结构为立式箱体。主体分为四部分：电气控制系统，制冷系统、制热系统、显示系统。8、箱体内部采用高密度聚氨酯整体发泡，具有重量轻、保温性能好等特点。9、自动化霜功能，适合高温高湿地区，外门防凝露的应用，85%湿度无凝露10、电脑温度控制器，数码显示、控温精度高，具有高低温报警、温感器故障报警和安全锁功能，防止出现意外。11、温感探头，自动显示箱体内部温度，便于随时观察箱体内温度变化。12、制冷系统与制热系统匹配合理，采用强制空气循环，确保箱体恒温无死角。降温或制热速度快，设定的温度在短时间里，即可达到设置温度要求。13、使用三层高强度中空玻璃，中间层为真空处理，保温效果好，透明度高，便于随时观察箱体内部存放的物品。14、采用新型全封闭压缩机，运转平衡，噪音低，使用寿命长。15、此产品为嵌入式恒温箱，可将产品直接嵌入在壁橱或墙壁，不占多余空间。16、箱体采用优良钢板，经防腐化喷涂工艺，表面色泽柔和，内部隔层可任意放宽和缩小，便于存放不同物品。箱体内部具备照明设施，方便夜间观察储存的物品。17、配置安全锁，可实现专人专管。

医用嵌入式保温柜保冷柜产品特点:

方便--箱内照明系统使箱体内部一目了然,优良不锈钢调整搁架.存取物品方便.且易于清洗.

--箱体内部2个精密温度传感器.在环境温度-25 -45 的状况下.仍能够保持箱体内部温度±0.5 优良稳定

智能--智能控制风扇强制冷气循环系统.确保箱体内部温度均匀性,自动温度控制:大屏幕液晶显示.在2-48范围内可自由调节温度设定值.温度控制精度0.5 .门框双锁控制.自动报警功能.物品存放更安全.

安全--采用优良优良压缩机.节能,风冷式优良冷凝器.翅片式风冷蒸发器.制冷迅速.

优先--箱体采用优良结构钢板.经优良防腐.喷涂工艺.表面色泽柔和,双层透明保温玻璃门.内充惰性气体.门体防凝露加热功能.方便在湿度大的环境下使用.

医用嵌入式保温柜保冷柜相关:手术室净化中的洁净区平时如何管理，手术室净化是现在手术室布的主流，医院的洁净区日常管理应严格按照规范操作，如进入手术室净化洁净区必须更换鞋，病人出入应执行换车程序，所产生的污染必须走污染物通道等，经常对洁净区内卫生进行清扫，保持干净，另外，有长期不用的手术间，启用前必须对手术室内卫生进行一次清理，以防止室内空气过脏，过早的使空调过滤器受到破坏，减少使用寿命。室内温度低于20度时，因为操作者只穿手术衣会感觉到冷，可能会影响到动作的灵敏性和准确性。另外病人由于是创伤机体抵抗力处于底下水平，更易感冒等并发症。当手术室净化的洁净区温度过低空气过于干燥的环境，物体表面的浮沉容易随走动或铺单等动作漂浮在空中，可能会飘落到操作者的手上或者器械上对病人的创面感染造成威胁。

勤发发