

-20 检测试剂保存箱

| | |
|------|-------------------------------|
| 产品名称 | -20 检测试剂保存箱 |
| 公司名称 | 福意联医疗设备 |
| 价格 | .00/个 |
| 规格参数 | 品牌:北京福意联恒温箱 型号:FYL-YS-128L |
| 公司地址 | 北京市东城区 |
| 联系电话 | 13911984728 |

产品详情

-20 检测试剂保存箱 公司介绍公司经过多年的努力，公司的产品和服务已经遍及高校、科研院所、实验室、质检、环境监测、化工等多个行业;建立了完善的销售和服务网络，为客户提供快捷的服务；在未来的日子里，福意联将一如既往，竭诚为客户服务，再创辉煌。

-20 检测试剂保存箱 产品说明:

温度控制·微电脑控制，温度数字显示，箱内温度10 ~-30 可调 优良制冷·高密度保温层，保温效果良好·蒸发器直接做为搁物架，制冷速度更快 人性化设计·抽屉设计，储藏物品更方便·LED 数字温度显示，便于观察·宽电压带，适合187~242V 电压下使用·门把手设计，开关更省力·脚轮设计，便于移动·门锁设计，储物安全

-20 检测试剂保存箱使用注意事项：1、冰箱应放置在阴凉通风的位置，四周也应留一定的空间，以利于冰箱通风散热，提高其制冷效率。达到接电的目的。2、新冰箱应静置几个小时后再接电试机，试机前应彻底清洁冰箱内外，打开冰箱门让里面的异味散发干净；3、根据实际需求设置合适的温度。4、直冷式冰箱应定期对冷冻室进行人工除霜，当冷冻室里的结霜厚度超过6毫米后，就应该及时进行除霜了。5、保持冰箱内外的清洁干净，放入冷藏室的食物应用容器或食品袋密封包裹好，避免产生异味。7、尽量减少开门次数和开门时间，避免冷气的流失。