

大肠菌群测试片

产品名称	大肠菌群测试片
公司名称	西安摇光生物科技有限公司
价格	.00/包
规格参数	品牌:3M 规格:25片/包 , 40包/箱
公司地址	陕西省西安市高新区高新二路15号瑞吉大厦8层10801-8039室
联系电话	17729389401

产品详情

可以在24小时内确认大肠菌群结果。

24小时大肠菌的产酸产气情况都可以看到。

测试片是样品即时可用的产品，省去了制备培养基/琼脂的繁琐步骤。

可以与3M

Petrifilm测试片自动判读仪配合使用，从而对测试片的结果进行稳定、快速的自动判读和记录。

该测试片被认定为官方分析法（OMA）#986.33和#989.10，也得到了AFNOR的NF认证证书：33M 01/02-09/89 A、3M 01/02-09/89 B和3M 01/02-09/89 C。

与竞品相比，3M Petrifilm所需能源减少了75%，用水量降低了近79%，释放的温室气体减少了75%，产生的废弃物减少了近66%（按重量和体积算）。

全球企业都坚信3M Petrifilm测试片能提供准确、高效和始终如一的结果。

3MPetrifilm大肠菌群测试片是成本低廉、使用方便、性能可靠的检测方法，用于测定设备、原材料、食品和生产环境样品中的大肠菌群。

3MPetrifilm大肠菌群测试片是样品即时可用的系统，含结晶紫中性红胆盐（VRB）营养物、冷水可溶的胶凝剂和四唑盐指示剂，有利于识别食品和饮料样品中的菌落。这些测试片只需24小时就能确认大肠菌群总数结果。通过省去传统参照法所需的后续确认步骤，3M Petrifilm大肠菌群测试片能提高生产力，降低实验室的整体成本。只需三个简单步骤，就能迅速得到易于判读的结果：*1）接种-3M Petrifilm大肠菌群测试片易于接种。先开顶膜，加入样品。2）培养-节约空间的设计降低了培养箱对空间的需求。3）判

读- 计算菌落的数目。大肠菌群是带气泡的红色菌群。结果迅速准确。*如需更多信息，请参考使用说明。
**AOAC OMA #986.33和#989.103M Petrifilm大肠菌群测试片还可以通过3M Petrifilm测试片自动判读仪进行判读，从而在4秒钟内对3M Petrifilm测试片（菌落计数、快速菌落计数、大肠杆菌群计数、大肠杆菌/大肠杆菌群计数、肠杆菌计数和选择大肠杆菌计数）的结果进行稳定、快速的自动判读和记录。3M Petrifilm测试片的优势如今，人们对食品安全越发重视，质量要求也越来越严格，实验室必须提供快速、可靠和准确的检测。3M Petrifilm测试片表现出稳定一致的性能，在全球范围获得普遍认可，证书、认证和同行评审文章多达200多份。30多年来，全球的食品安全专家信赖3M Petrifilm测试片。这是因为3M Petrifilm测试片采用高效化、标准化和精简化的微生物定量指示剂检测流程，生产效率更高，确保产品质量达到较高水平。