

全自动苯结晶点测定仪

产品名称	全自动苯结晶点测定仪
公司名称	大连雨禾石油仪器有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	辽宁省大连市甘井子区姚工街125号
联系电话	0411-85159151 13998455572

产品详情

大连雨禾石油仪器有限公司专业研发生产,自动结晶点测定仪,自动苯结晶点测定仪,全自动萘结晶点测定仪,全自动苯结晶点测定仪,油品分析仪等石油产品分析检测仪器的厂家,产品质量上乘,价格实惠。

大连雨禾石油仪器有限公司生产的全自动结晶点测定仪为系列产品：DYH—212A 手动苯结晶点测定仪，DYH—212B全自动苯结晶点测定仪，DYH—213全自动萘结晶点测定仪，DYH—214全自动苯酚结晶点测定仪，DYH—215全自动增塑剂结晶点测定仪，DYH—216全自动化学试剂结晶点测定仪。

全自动苯结晶点测定仪 DYH—212B

执行标准：GB/T 3145苯结晶点测定、GB/T 3069.2萘结晶点测定、GB/T 3710工业酚、苯酚结晶点测定、GB/T 7533有机化工产品结晶点测定、GB/T 618化学试剂结晶点测定、GB/T 1663增塑剂结晶点测定、GB/T 13255.2 工业用己内酰胺试验方法 第2部分：结晶点的测定。

适用范围：适用于结晶点的检测。

性能特点：仪器自动降温、自动往返式机械搅拌、自动显示温度曲线、自动判断结晶点、自动打印测试数据。不需人员随机操作，操作员在放样后，可以离开现场，按一键即可开始和完成实验。

- 1、采用德国进口丹拂斯压缩机，低噪音、速度快。快速达到实验要求。
- 2、采用进口高精度玻璃温度传感器，内置温度校正，检测结果可靠。

- 3、内置自检、校准系统，操作可靠。故障情况下，仪器自动显示出错误报告。
- 4、仪器采用双浴，高温浴和低温浴，根据实验要求选用适合的浴槽来实验。
- 5、采用国内先进的外层陶瓷加热器，安全，无电火花，避免了浴槽漏水和漏电的安全事故。
- 6、采用电机搅拌，特殊机械搅拌装置，搅拌均匀，稳定可靠。
- 7、存储查阅功能，可存储上百条测试结果，随时查阅与打印测试数据。
- 8、实验程序可任意地调出、修改、保存、设置并无限添加，来满足测定特殊试样的要求。
- 9、设计制造符合国家标准，国家标准修订时，仪器程序可升级。
- 10、计算机自动控制恒温及搅拌速度。
- 11、嵌入式工业级10寸彩色液晶触摸屏显示结晶过程的温度曲线。
- 12、采用高精度德国进口玻璃温度传感器。
- 13、自动打印与显示数据结果
- 14、温度过高系统硬件自动保护

技术参数：

- 1、工作电源：AC220V \pm 10% 50Hz
- 2、温度传感器：Pt1000热电阻
- 3、显示方式：10寸彩色液晶触摸屏
- 4、工作单元：双浴双孔或单浴双孔
- 5、测温范围：-10 ~ 150
- 6、测量精度： \pm 0.02
- 7、恒温浴液：防冻液或硅油
- 8、制冷方式：压缩机制冷
- 9、加热方式：外置陶瓷加热器