

血流阻断训练带

产品名称	血流阻断训练带
公司名称	广州市特乐扩医疗器械有限公司
价格	18.00/件
规格参数	
公司地址	广州市番禺区南村镇爱民路20号301
联系电话	020-39952316 13316199793

产品详情

血流阻断训练带（BFR Training）易于捆绑，运动完成后轻松释放，在工作肢体上特别舒适。透过简单的训练带可以达到有限的训练效果。

【血流阻断训练带（BFR Training）简介】

【血流阻断训练带（BFR Training）特征】

1. 方便、安全
2. 消毒后可重复使用
3. 它可以在膨胀带上打印图案

【血流阻断训练带（BFR Training）规范】

1. 超强力和超舒适的BFR带配有80%棉、20%橡胶制成的超强力弹力带，可完全调节，适合任何手臂。
2. 尺寸：织带长60CM，宽2.5CM/5CM，厚2毫米。完全适合三角肌和二头肌/三头肌之间的脚，不限制运动。
3. 产品的组成包含了一个快速释放凸轮扣，配件由高密度和耐用的全新的塑料材料制成，金属扣也可根据客户要求提供，价格会有所不同，
4. 我们公司接受客户定制的图案和标志。我们的产品通过了欧盟CE认证和ISO 13485医疗器械质量管理体系认证。

【血流阻断训练带（BFR Training）包装】

每个产品装一个OPP袋，5个一包，100个一箱

【装箱尺寸】57*24*34CM，约15-20KG

透析用止血带

型号：TNQ-T0E01

透析用止血带由魔术贴和弹性带两部分组成。它是一种新型的止血带，有别于传统的止血带，它由魔术贴直接固定，固定后也不易松开，因此使用起来更方便、可靠。

【透析止血带介绍】

透析止血带由魔术贴和弹性带两部分组成。它是一种新型的止血带，有别于传统的止血带，它由魔术贴直接固定，固定后也不易松开，因此使用起来更方便、可靠。

【透析止血带的特点】

1.方便安全 2.可消毒后重复使用 3.可在伸缩带或织唛上印刷图案。

【与传统止血带的对比】

传统的止血带，无论是乳胶止血带、非乳胶止血带或者橡胶管，它们的使用方法大体相同:选定止血带的部位后，应先在该处垫好布条，把止血带拉紧，缠肢体两周后打结，松紧要适宜，以观察伤口不出血为度。

【透析止血带优势】

我公司魔术贴止血带所用的原材料通过欧盟检测。另外我们弹性带所用材料是涤纶丝光棉加32#乳胶丝，织出来的带子过浆后弹性很足，使用上千次弹性还没有多大改变。伸缩比例达到2.6以上。产品不含乳胶，出口美国、欧洲。

【特乐扩透析止血带规格】

2.5x35CM

无论成人型还是儿童型，都可以在带上印刷图案或是利用织唛达到宣传目的，我司接受客人订制图案和LOGO。本公司产品均通过欧盟CE认证与医疗器械质量管理体系ISO 13485认证。

【特乐扩透析止血带包装资料】

1只装入一个OPP袋；50个一包；600个一箱

箱规：57x24x34CM（出口专用5层纸箱）

毛重：14KG / 净重：13KG

【特乐扩透析止血带注册资料】

生产许可证号：粤穗食药监械生产备20160013号

产品技术要求号：粤械（备）20160055号

产品注册证号：粤穗械备20160055号