

# 热值仪，颗粒热值大卡机厂家-兴鹤燃料量热仪公司提供

产品名称	热值仪，颗粒热值大卡机厂家-兴鹤燃料量热仪公司提供
公司名称	鹤壁市兴鹤热值仪器仪表有限公司
价格	88.00/台
规格参数	品牌:兴鹤 厂家:兴鹤煤炭化验设备公司 单样化验时间:15分钟
公司地址	鹤壁市山城区长风路与人民路交叉口东600米
联系电话	0392-2823596 17639285432

## 产品详情

热值仪，颗粒热值大卡机厂家-兴鹤燃料量热仪公司提供颗粒热值检测设备、生物质颗粒量热仪、生物质颗粒热值检测仪、生物质颗粒热值测试仪、生物质颗粒热值测定仪、生物质颗粒热值机、测试生物质热值的仪器。

颗粒热值仪特征：

自动定量水，自动搅拌，自动点火。误差补差系统同时具备外筒贮水量大，热稳定性好等功能，中文菜单式操作界面，直观易学、性能稳定可靠，采取内外筒光电隔离抗干扰能力强。测试精度高：采用精确温度测量系统，温度分辨率可。整个化验过程全中文汉字显示的操作界面提示，防止了在生物

质热值化验过程出现的操作错误。独立的水循环制冷系统从微观上杜绝了因生物质热值实验数量增加而造成误差。把生物质放到机器，直接按发热量键，15分钟实验完毕，自动打印结果。整儿实验过程全部汉字显示

颗粒热值仪器制造依据标准：

固体生物质燃料发热量测定方法（GB/T 30727-2014）。GB/T384-81《石油产品热值测定方法》、GB/T213-2008《煤的发热量测定方法》、JC/T1005-2006《水泥黑生料发热量测定方法》ASTMD5865-REVA-2007《煤与焦炭的发热量测定方法》、GB/T483-2007《煤炭分析试验方法一般规定》、NY/T12-1985《生物质燃料发热量测试方法》。

检测范围：30大卡发热量——13000大卡发热量。

使用环境温度：2度——42度。

控制方式：全自动。

显示方式：中文汉字。

单样测试时间：15分钟