

# 腰椎牵引床（手动数显式）多功能家用牵引床

|      |                            |
|------|----------------------------|
| 产品名称 | 腰椎牵引床（手动数显式）多功能家用牵引床       |
| 公司名称 | 徐州市华维应用技术研究                |
| 价格   | 1950.00/件                  |
| 规格参数 | 产品类别:按摩床<br>品牌:华维<br>材质:钢板 |
| 公司地址 | 徐州市泉山区水漫桥路西                |
| 联系电话 | 18952208418 13852007663    |

## 产品详情

|        |                       |        |    |
|--------|-----------------------|--------|----|
| 产品类别   | 按摩床                   | 品牌     | 华维 |
| 材质     | 钢板                    | 规格     | 台  |
| 按摩部位   | 腰部                    | 动力模式   | 手动 |
| 适用场合   | 家庭、酒店                 | 重量     | 50 |
| 箱装数量   | 1                     | 产地     | 徐州 |
| 适用送礼场合 | 商务馈赠、员工福利、展销会、周年庆典、其他 | 加印LOGO | 可以 |

### hw-2c型 腰椎牵引床

腰间盘突出又名腰椎间盘突出，腰间盘存在于腰椎的各个椎体之间，为腰椎关节的组成部分，对腰椎椎体起着支撑、连接和缓冲的作用。腰间盘突出症是重力及外力的作用下，腰间盘受压迫，造成纤维环破裂，髓核从破裂处被挤出，压迫刺激神经根或脊髓，引起的无菌性炎症和周围组织水肿。主要表现为腰疼、腿麻、行动不便等症状，治疗不当或不及时还易引起大小便失禁、性功能障碍甚至瘫痪等严重后果。所以，压迫是腰间盘突出形成的根本原因。

腰间盘突出患者不要手术治疗，创伤重、痛苦大、并发症和禁忌症多，术后恢复期长，且有复发可能。有些患者要求医生给他做手术，而有医生也要求患者让他来做手术，这种治疗方法是错误的，也是完全不可接受治疗方法，此种治疗方法只会患者带更加严重的痛苦，甚至会给患者造成永远不能工作的后果或瘫痪。所以患者做腰间盘突出症的牵引治疗腰间盘突出症的牵引疗法是应用力学中作用力与反作用力之间的关系，通过特殊的牵引装置来达到治疗目的的一种方法。

该产品是本厂为方便病人治疗研制的家庭型多功能数显手动牵引床，其造型新颖，工艺精湛，优惠价格畅销

全国各地,并赢得各单位的一致好评。可由病人自己(或家人帮助)操作对腰椎间盘突出、变性紊乱、腰肌劳损等腰腿痛病进行牵引实施牵引,热敷治疗,病人可根据液晶显示数字及感觉,随时自行调整牵引力的大小,取得和医院治疗相同的效果,经临床使用疗效显著。通过操作灵活方便的手轮进行自我操纵、不要他人协助、循序渐进地进行全身关节部位的牵引,从而达到矫正变形骨节、还原生长空间、促进肌肉纤维细胞的活化、增进骨骼延伸的目的。

治疗腰椎的方法中,牵引疗法以其简单、安全、无痛、有效得到广泛的应用。牵引疗法不仅可以使突出物还纳,还有利于小关节紊乱纠正复位,并使椎间孔恢复正常外形,从而解除对神经根的挤压;牵引作用能使破裂的椎间盘组织疏散变形或游走,神经根得到减压而获得治疗;可使软组织松解,解除肌肉痉挛,消除体重对椎间盘的挤压,改善循环,并可使外因致病物资减少,从而达到镇痛目的和预防作用。

结构:床身采用钢板制成,传动部分连接传感器,牵引力的大小可通过液晶显示器即时晶示出数字(单位牛顿),结构合理,坚固耐用,表面喷塑,经济实用。

主要作用:

(1)起腰部的固定和制动作用:牵引时,在作用力和反作用力的平衡状态下,受牵拉的腰部处于一个相对固定的正常列线状态,腰部的运动范围及幅度较卧床休息和佩带腰围时更进一步得以限制,以便于减轻或消除局部的充血、渗出、水肿等炎性反应。

(2)松弛腰背部肌肉:腰椎间盘突出症,由于脊神经的受压或受刺激,多伴有腰背部肌肉痉挛,这样不仅导致了腰部的疼痛症状,而且还会构成腰椎的列线不正。牵引疗法,可以逐渐使腰背肌放松,解除肌肉痉挛。

(3)恢复腰椎的正常列线:在牵引时,若将患者腰椎放置在生理曲线状,随着牵引时间的延长,列线不正的现象可以逐步恢复至正常。

(4)改善突出物与神经之间的关系:对于腰椎间盘突出症轻型或早期的患者,牵引疗法可使椎间隙逐渐被牵开,而有利于突出物的还纳。对于病程相对较长的患者,牵引可合粘连组织和挛缩的韧带、关节囊牵开使椎管间隙相应增宽,两侧狭窄的椎间孔也可同时被牵开,从而缓解或消除了对神经根的压迫与刺激,对减轻下肢麻木和疼痛有较好效果牵引是治疗腰椎病的最有效措施之一。通过力学作用力与反作用力的原理,对腰椎施加牵引力,拉宽椎间隙从而达到:

a、减轻椎间盘压力,促使椎间盘回纳,解除对神经根等组织的刺激和压迫。

b、消除炎症，促进血液循环。

c、解除肌痉挛，改善局部血液循环。

传统的牵引法是在医院进行的，只能是每日一次的间断进行，每逢患者下床回家或运做，在上身重力的压迫下，回纳的髓核又会受压再次突出，造成前功尽弃，反复发作，在家有个牵引床就能保持好最好的牵引效果，睡觉前牵引，牵引完就上床休息了效果更好。、纵向拉伸骨骼，帮助身材恢复挺拔颈椎病腰痛、腰椎间盘突出、坐骨神经痛、腰肌劳损、腰椎骨质增生效果明显。

主要功能：

- 1、通过直线牵引拉伸解除人体受到的生长发展，帮助骨骼扩展生长空间，突破身高限制；
- 2、矫正拉直弯曲变形脊椎，舒缓紧绷神经，帮助缓解颈、肩、腰、腿关节疼痛。

使用：

通常以平躺为主，当患者系好牵引带后，位置与姿势尊医嘱，牵引力可根据液晶器显示的数字及病员自己感觉（根据病情的不同，以自己能忍受强度为原则。不要为求迅速获得效果而作过分牵引，使用时若有骨关节不适现象，应暂停使用数日并建议减轻力道使用），并可根据显示器数字的变化随时补偿牵引力，每次牵引时间最长不超过30分钟。

注意事项：

- 1.本机之牵引作用，使用者须长时间循序渐进操作使用，切勿过量使用。
- 2.牵引拉伸以自身能忍受强度为原则，不要为求迅速获得效果而作过分牵引，使用时若有骨关节不适现象，应暂停使用数日并建议减轻力道使用。
- 3.凡做为复健理疗用途者，应经医师指示使用。
- 4.起身前之准备：建议时间终了后，静躺片刻，让脊椎骨结及各部肌筋获得适当还原休息，在缓慢起身完成一次全身脊椎牵引保健！

适用范围：

办公室白领、电脑从业人员、颈型颈椎病、神经根型颈椎病、椎动脉型颈椎病、交感神经型颈椎病、混合型颈椎病、及经常有颈肩酸痛僵硬、睡觉落枕等症状人群。

禁忌：

- 1、儿童、老年人、孕妇慎用。
- 2、严重心肺病、脑血管病患者使用，有恶性肿瘤、出血性倾向或其他重病患者禁止使用。
- 3、被牵引区有皮破伤，皮疹患者，禁止使用。

技术参数：

- 1.电源电压：~12v（配有专用变压器）
- 2.牵引力：0~980n
- 3.牵引行程： 200mm
- 4.产品尺寸：1800×600×600mm（长×宽×高）
- 5.热敷温度：45 ±2