

# takan轮椅 泰康阳光科技 takan轮椅销售

产品名称	takan轮椅 泰康阳光科技 takan轮椅销售
公司名称	天津泰康阳光科技发展有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	天津市静海区杨成庄乡静霸公路联络线东延长线8号北洋工业园区
联系电话	15022363726

## 产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：天津泰康阳光科技发展有限公司

驾驶未习惯前，请在公园等安全宽广的场所练习，takan轮椅，且建议协同介护人

在驾驶未习惯前，请在公园等安全宽广的场所练习，且建议协同介护人只在旁协助。

确实检查轮椅车所有零件是否稳固。

乘坐轮椅时请系上安全带，以确保安全。

本车严禁用化学药剂清洗。

本车禁止当成洗澡座椅及搬运车使用。

驾驶中注意事项

此轮椅车安全载重是100KG，请勿于超过7度倾斜安全范围外的环境使用本产品。请避免于高台阶、沟渠，横走或斜行于陡的倾斜地。若必须横走或斜行于陡的倾斜地，则倾斜地角度不要超过3度。必要时，请要求介护者协助以确保安全。

在安全的场所充分练习使用，请与介护者同行在确认安全的情况下行走。轮椅车乘坐者于行进中严禁刹车，以免翻覆，介护人员可以使用介护刹车减速。行处于下坡时以后退方式较为安全。

## 轮椅、电动轮椅的尺寸如何测量

### 轮椅、电动轮椅的尺寸如何测量：轮椅座宽度

椅座宽度，是指坐垫实际宽度或扶手间距(取较小数值)，中立位坐姿时，测量轮椅使用者髋部的宽度，加5cm得到至椅座宽度。即测量坐下时两股之间的距离，在两边各有2.5cm的空隙。椅座太窄，takan轮椅销售，会使使用者上下轮椅时比较困难，并且长期使用容易造成臀部及大腿组织受到压迫，造成压力性损伤;椅座太宽，则不坐稳，容易造成肢体摆位不当，操纵轮椅不方便，双肢易疲劳。

像买衣服一样，轮椅的尺寸也应当合体。尺寸合适可使各部位受力均匀，不但舒适，taka n轮椅怎么样，还可以预防不良后果的出现。可参照以下的建议进行选择：

- 1、座位宽度：臀部的宽度，两侧各加2.5-5公分。
- 2、座位长度：靠后坐好后，膝关节背面距座位前缘还有5-7.5公分的距离。
- 3、靠背高度：靠背上缘约在与腋下10公分齐平的部位。
- 4、脚板高度：脚板距地面5公分。如果是可以上下调节的脚板，可调到伤员坐好后，使大腿远端的4公分稍抬起，不接触座垫的高度。
- 5、扶手高度：肘关节屈曲90度，扶手的高度为，座位至肘的距离，再加上2.5公分

takan轮椅-泰康阳光科技-takan轮椅销售由天津泰康阳光科技发展有限公司提供。天津泰康阳光科技发展有限公司（www.tjtakan.com）在器械这一领域倾注了诸多的热忱和热情，泰康阳光一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：刘经理。