

红外线体温计质检报告办理 耳温枪质检报告办理

产品名称	红外线体温计质检报告办理 耳温枪质检报告办理
公司名称	国瑞中安集团一站式CRO
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	深圳市光明区凤凰街道塘家社区宝新科技园2#厂房B栋一层
联系电话	13929216670 13929216670

产品详情

红外线体温计质检报告办理 耳温枪质检报告办理

红外体温计可分为红外耳温计和红外额温计两种，如何看选购的红外体温计是否符合标准，我们以测量准确度更高的红外耳温计为例说明找国瑞检测。

GB/T 21417.1规定，体温计的临床重复性，即由同一操作人员使用同一体温计从同一被测对象的同一耳朵内所测量的多个耳腔温度的读数变化的标准偏差，不应超过 ± 0.3 。

依据GB/T 21417.1，体温计温度显示范围应不小于 $35.0 \sim 42.0$ 。在此温度显示范围内，大允许误差 ± 0.2 ；在此温度显示范围外，大允许误差 ± 0.3 。

如果怀疑所选购的红外体温计不准，可以依据我国现有JJF 1107 《测量人体温度的红外体温计校准规范》等技术规范到就近法定计量技术机构进行校准，如校准发现测量仪数据误差较大、测量重复性差、性能不稳定的，建议停用。

感温探头镜片为体温计易碎部件，必须注意保护，保持清洁，同时确认仪器电池电量充足。

测量体温时，确保温度计设置为“体温”模式，确认测温单位为 （设置方法可参考产品说明书）。

红外额温计、红外耳温计一般正常工作环境温度范围为（16~35） （不同型号温度计可能有差别），

如果实际使用环境温度过低，可采用以下几个方法：一是将红外体温计放置在温度合适的干燥的保温箱中，轮换使用；二是将红外体温计放在取暖设备附近（注意不要高温烘烤），保温使用；三是将红外体温计放入衣物中用体温进行保温，或者给红外体温计贴上暖宝宝进行保温（要注意及时更换）；四是其它可以保持红外体温计正常工作的保温措施。

当人员从温度差异较大的室外进入室内使得额温测量不准时，可以选择手腕部位进行测量。

各类红外体温计有规定测量距离，一般为1-5cm（请按照说明书确认）。红外额温计测量时，将仪器对准额头正中心（眉心上方并保持垂直），测量部位不能有毛发、汗水、帽子等遮挡。红外耳温计测量时请使用同一只耳以确保准确性，加上探头保护罩，避免交叉感染。

国瑞质量检测有限公司