

## 色谱工作站新品N2000+

产品名称	色谱工作站新品N2000+
公司名称	赛智科技(杭州)有限公司
价格	2800.00/套
规格参数	产品类型:工作站 产品型号:N2000+ 产品规格:套
公司地址	杭州市滨江区东冠路611号3号楼6楼
联系电话	13858172331

## 产品详情

### 色谱工作站新品N2000+

色谱工作站新品N2000+是在传统产品N2000的基础上新研发的一款色谱软件，相比N2000它支持更多的系统版本，增加了权限管理，自动计算数据更准确，图谱更加平滑。用户的体验效果和应用性能都有了提升。

#### 新增功能：

- 1.增加三级权限管理，用户拥有独立的用户名和登录密码
- 2.有安装认证功能，可以检查软件安装是否完整
- 3.配置时，硬件连接通过信号灯判断连接情况，比较快捷
- 4.采样频率为40HZ，谱图平滑度更好，积分更准确
- 5.信号值单位可以根据需求自定义
- 6.系统日志可以按时间，操作内容分类查找并打印
- 7.可设计计算公式按照中美，欧标，日标和四个自定义计算
- 8.支持XP，win7，win8 win10 32位、64位操作系统
- 9.校正曲线有考虑，经过，忽略原点三种可选
- 10.触发方式提供仅开始，开始—开始，开始—停止三种方式
- 11.总结可以自动计算相对偏差

#### 硬件：

- 1.双通道，外置式。

2.输出-400mv-1.5v。

3.输入阻抗大于10兆欧。

4.动态范围107，线性度 $\pm 0.1\%$ 。

5.采样频率为40Hz

6.RS232通讯方式，按键遥控，也可用键盘快捷键或鼠标菜单

软件：

1.可自动识别负峰。

2.分析过程中自动调整积分峰宽。

3.基线自动跟踪，自动划分色谱峰类型；峰起落点。

4.强大的手动积分功能，加减峰，峰基线调整，切割方式调整。

5.积分灵敏度1微伏·秒，小分辨率1微伏，小峰宽0.1秒。

6.软件可导出AIA.CDF谱图，供中药指纹谱图分析使用。

7.数据再分析功能，归档。

8.定量计算方法：归一法，内标法，外标法。