

takan便携轮椅 天津泰康阳光轮椅 takan便携轮椅价格

产品名称	takan便携轮椅 天津泰康阳光轮椅 takan便携轮椅价格
公司名称	天津泰康阳光科技发展有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	天津市静海区杨成庄乡 静霸公路联络线东延长线 8号北洋工业园区
联系电话	15022363726

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：天津泰康阳光科技发展有限公司

电动轮椅使用注意事项

- 1.确保上下电动轮椅前先关闭电源;
- 2.两个电机上的离合器均处于电动状态;
- 3.将搁脚板向上收起或扶手向后掀起，坐进轮椅后，再将搁脚板、扶手放下;
- 4.检查轮胎气压是否充足、有无漏气现象。
- 5.及时充电，电动轮椅电池必须经常充电，不可长时间不充电导致蓄电池亏电严重造成续航里程降低甚至电池损坏;
- 6.如没有电磁刹车请时常要检查手动刹车是否正常;

7.椅套及背靠：要用温水及稀释的肥皂水清洗椅套皮背靠，并避免将轮椅储存在潮湿的地方；

8.润滑及一般保养：隔一段时间需要给电动轮椅传动部分加适量润滑油并检查固定件是否牢固；

9.请勿将电动轮椅放置于潮湿的地方，避免敲打控制器，在搬运电动轮椅时，请将控制器严加保护，清洁电动轮椅时使用稀释后的清洁液沾布擦拭，takan便携轮椅专卖店，不可食用使用含酒精的清洁剂。

如何让你的电动轮椅寿命更长？

如何让你的电动轮椅寿命更长？

电动轮椅的轴承以及连接部位的固定件建议定期加固并涂抹一点黄油。电动轮椅的前后轮上的轴承属于易损件，使用过程中极易缠绕头发丝等丝状物体。这些丝状物体虽然不影响使用，但是日积月累会将轮毂内的轴承损坏，从而增大了维修频率。建议日常使用电动轮椅过程中隔一段时间将轮毂拆下来清理掉轴上的丝状物，这样可以大大的延长轴承的使用寿命；无论电动轮椅还是电动代步车车架的连接部位建议定期紧固并涂抹少量黄油，以防螺栓和连接部位锈蚀；

使用轮椅的注意事项

1、注意安全，进出门或遇到障碍物时，勿用轮椅撞门或障碍物（特别是老人大部分都有骨质疏松症易受伤）。

2、推轮椅时，嘱手扶着轮椅扶手，尽量靠后坐，勿向前倾身或自行下车；以免跌倒，必要时加约束带。

3、由于轮椅的前轮较小，takan便携轮椅，在快速行驶时如遇到小障碍物（如小石子、小沟等）易造成轮椅突停而导致轮椅或向前倾翻而伤害，推轮椅者一定要小心，必要时可采用后拉的方式（因后轮较大，越障碍的能力较强）。

4、推轮椅下坡时速度要慢，病员的头及背应向后靠并抓紧扶手，以免发生意外。

5、随时注意观察病情；如有下肢浮肿、溃疡或关节疼痛，可将脚踏板抬起，takan便携轮椅厂家，垫以软枕。

6、天气寒冷时注意保暖，将毛毯直铺在轮椅上，还要用毛毯围在颈部，用别针固定，同时围着两臂，别针固定在腕部，再将上身围好，脱鞋后用毛毯将双下肢和两脚包裹。

7、应经常检查轮椅，定时加润滑油，保持完好备用

主要还是要细心，定期对轮椅进行体检，切勿粗心大意。

takan便携轮椅-天津泰康阳光轮椅-takan便携轮椅价格由天津泰康阳光科技发展有限公司提供。“手动轮椅,电动轮椅,辅助器具”就选天津泰康阳光科技发展有限公司（www.tjtakan.com），公司位于：天津市静海区杨成庄乡静霸公路联络线东延长线8号北洋工业园区，多年来，泰康阳光坚持为客户提供好的服务，联系人：刘经理。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。泰康阳光期待成为您的长期合作伙伴！