甘露醇加温柜

产品名称	甘露醇加温柜
公司名称	北京福意联医疗设备有限公司大连分公司
价格	51818.00/台
规格参数	
公司地址	辽宁省大连市中山区长江东路56号17层10号
联系电话	13810107372 13810107372

产品详情

甘露醇加温柜主要用于溶解处理甘露醇在存放过程中产生的结晶的医疗用加温柜, 结晶溶解后 澄明度仍 应符合规定,而对结晶溶解后,澄明度不符合规定者,肯定是初查时即为不符合规定者,当然作为较大的晶核更易引起结晶。

甘露醇加温柜由福意联生产。

北京福意联有限公司(Beijing Electric Applian Co., Ltd.)依托由技术研发团队及组成的恒温冷藏技术开发团队,经过十余年的发展积淀,拥有医疗、实验室、、化工、农业、食品等领域完善的恒温冷藏解决方案。同时与众多科研和应用单位建立了良好的合作关系,共同推动恒温冷藏设备仪器的发展和普及。

甘露醇加温柜价格咨询

不同温度段产品性能有不同,了解详情可来电咨询福意
联咨询热线:商务员:何经理福意联联系
:产品三包,整机质保一年,压缩机三年,终身维护!
甘露醇加温柜技术参数
甘露醇加温柜加温方法:
加热溶解前确认结晶甘露醇,瓶体无裂缝,药液在有效期内,然后根据甘露醇加热柜体积大小放入相适
应数量的甘露醇竖放于托盘上,启动甘露醇加热柜,调节温度加热后,体积小的结晶可基本溶解,体积
大的结晶明显缩小,再用力摇晃时结晶容易溶解。如结晶较多或较大加热短时间未完全溶解的,在放入
甘露醇加热柜内高温存放数小时后,结晶即可完全溶解。溶解后待甘露醇结晶溶解液体温度与体温相近
后立即使用,并可减轻快速静脉滴注未预热甘露醇对管的刺激。
1.规格参数:



12.内腔/搁架:箱体内部全不锈钢内胆;7层不锈钢搁架,可任意调节高度
13.温度显示:微电脑程序控制温度,LCD数码显示,自动显示箱体内部温度
14.安 全 锁:双安全锁设计,防止随意开启
15.报警功能:高低温报警系统、断电报警、传感器故障报警
16.双系统:制冷系统与制热系统匹配合理,降温或加热速度快,设定的温度在短时间里,即可达到设置 温度要求、温度度高。
17.风道设计:采用新型风道设计和循环系统设计。采用高性能电机及风叶,具有空气对流微风装置,内 腔空气可以更新循环,温度恒温稳定。
18.箱 体:箱体外壳均采用A3钢板数控机床加工成型,外壳表面进行防静电\喷塑处理。
型号:FYL-YS-150L 单门单锁,温度:2~48

型号: FYL-YS-230L 单门单锁, 温度: 2~48 外型尺寸: 595×590×1215mm

型号: FYL-YS-280L 单门单锁, 温度: 2~48 外型尺寸: 595×570×1445mm

型号: FYL-YS-310L 单门单锁, 温度: 2~48 外型尺寸: 595×695×1315mm

型号: FYL-YS-430L 单门单锁, 温度: 2~48 外型尺寸: 595×680×1805mm

型号: FYL-YS-151L 单门双锁, 温度: 0~100 外型尺寸: 595×565×860mm

型号:FYL-YS-281L 单门双锁,温度:0~100 外型尺寸:595×565×1440mm

型号:FYL-YS-431L单门双锁,温度:0~100 外型尺寸:595×675×1795mm

型号: FYL-YS-828L 双门双锁, 温度: 2~48 外型尺寸: 1267×678×1818mm

型号: FYL-YS-1028L 双门双锁,温度:2~48 外型尺寸:1267×678×2105mm

北京福意联有限公司(Beijing Electric Applian Co., Ltd.)是一家生产、销售医用恒温、加温、冷藏、冷冻、干燥、冷链运输等储存或冷链运输设备的公司。目前我们销售的产品包括医用恒温箱(hengwenxiang)(柜)、医用加温箱(柜)、冷藏箱(柜)、福意联冰箱(柜)、医用干燥柜、低温冰箱(柜)、车载冰箱(柜)、冷链运输箱(柜)等涉及全温区系列恒温冷藏设备,福意联(FU.YI.LIAN)厂家具有,有产品强制等。产品现广泛应用于医疗临床、医学研究、生物、電子、化工、等领域中。

承诺:福意联本着"高质量,优服务,求发展"的精神,以"产品、合理价格、贴心服务"的理念和负责、公开的原则向您郑重承诺:一、我方确保按合同参数的设备配置和价格供货。二、质量保:我方提供设备全部为全新设备(包括零部件),且设备的各零部件是产品出厂时的原始配置,设备质量符合质量检测,我方提供的设备有相关或行业。三、包装:我方提供的设备将严格按照包装完好,并承诺安全无损的运抵现场。四、验收:我方承诺供设备开机正常,随机的备品、备件、手册和相关资料齐全。验收过程中如出现问题,我方将严格按照"三包"政策执行。

福意联远大理想

建企业、成众生心愿

车载冰箱是家用冰箱的延续,可以采用半导体电子制冷技术,也可以压缩机制冷。一般噪音小污染少。 在行车中只需将电源插头插入点烟孔,即可给冰箱降温。

甘露醇、甘露醇结结晶缘由甘露醇(Mannitol)是一种己六醇,因溶解时吸热,有甜味,对口腔有舒服

感,故更广泛用于醒酒药、口中清凉剂等咀嚼片的制造,其颗粒型作直接压片的赋形剂。甘露醇可用作 硝酸甘油片的基料。

以前遇到有结晶的甘露醇,就放入热水中,然后取出用力摇,费时费力,甚至加热煮沸,有时遇到难溶解的,需几小时都不能完全溶解,并且经常导致瓶签破损,甚至瓶身破裂。仅1年,药房就积存了几百瓶有结晶的甘露醇,临床上无法使用。

相关产品:甘露醇加温柜报价, <u>甘露醇加温柜现货</u>,甘露醇加温柜厂家