

储存标准品的保存箱

产品名称	储存标准品的保存箱
公司名称	北京福意联医疗设备有限公司大连分公司
价格	51818.00/台
规格参数	
公司地址	辽宁省大连市中山区长江东路56号17层10号
联系电话	13810107372 13810107372

产品详情

储存品的保存箱 280L 20 ± 4 福意来生产。其推荐型号;FYL-YS-280L实际容积为280升。福意联自创立以来，本着“德为上品，人为之”的原则，致力于规范化、人性化、智慧化经营。追求顾客、员工、供应商及合作者的共赢。公司将一如既往勤于，勇于探索，以求实、严谨、及诚信可靠的经营作风为理念，立志发展成为国内有影响、受尊重的营销公司。公司拥有一批富于进取，勇于的管理人才和销售人才。以““为企业发展的灵魂，公司以“求真务实、积进取、团结协作、开拓”为企业精神，“品质、、联盟”为经营宗旨，将企业发展与社会责任相结合，锐意进取，竭诚为社会服务做贡献，愿与各界朋友携手并进。

储存品的保存箱技术参数

型号：FYL-YS-310L

有效容积：310L

气候类型：N,SN

额定电压：220V

额定频率：50Hz

额定输入功率：160W

额定输入电流：0.8A

噪音（声功计）：44dB（A）

制冷剂用量：R600a(43g)

温控范围：2-48 ，温度可以恒温设定20

箱体尺寸（W*D*H）：595 × 695 × 1315mm

内径尺寸（W*D*H）：515 × 530 × 1185mm

FYL-YS-310L主要特征：

二、【系统结构】

1、智能温控系统

进口电脑温度控制器，数码显示、控温精度高。

可调整设定温度使箱内温度恒定控制在2 ~48 ，调节增量为1 。

2、制冷系统

制冷系统与制热系统匹配合理，采用强制空气循环，确保箱体恒温无死角。

降温或制热速度快，设定的温度在短时间里，即可达到设置温度要求。

无氟制冷剂，采用新型全封闭压缩机，运转平衡。

3、可视透明

使用三层高强度中空玻璃，中间层为真空处理，保温效果好，透明度高，内设照明灯，便于随时观察箱体内部存放的物品。

4、人性化设计

自动化霜功能，适合高温高湿地区，外门防凝露技术的应用，85%湿度无凝露。

此产品为嵌入式恒温箱，可将产品直接嵌入在壁橱或墙壁，不占多余空间。

5、安全系统

安全锁功能，防止出现意外。

宽电压带，适合电压不稳定地区。

三、【产品描述】

1、产品结构为立式箱体。主体分为四部分：电气控制系统，制冷系统、制热系统、显示系统。

2、箱体内部采用高密度聚氨酯整体发泡，具有重量轻、保温性能好等特点。

3、自动化霜功能，适合高温高湿地区，外门防凝露技术的应用，85%湿度无凝露。

4、进口电脑温度控制器，数码显示、控温精度高。安全锁功能，防止出现意外。

5、温感探头，自动显示箱体内部温度，便于随时观察箱体内部温度变化。

6、采用新型风道设计，多孔入风使箱体内部温度更均匀。温度偏差范围小。

7、制冷系统与制热系统匹配合理，采用强制空气循环，确保箱体内部整体恒温无死角。降温或制热速度快，设定的温度在短时间里，即可达到设置温度要求。

8、使用三层高强度中空玻璃，中间层为真空处理，保温效果好，透明度高，便于随时观察箱体内部存放的物品。

9、采用新型全封闭压缩机，运转平衡，噪音低，使用寿命长。

10、此产品可嵌入式，可将产品直接嵌入在壁橱或墙壁中，不占用多余空间。

11、箱体采用钢板，经喷涂工艺，表面色泽柔和，内部隔层可任意放宽和缩小，便于存放不同物品。箱体内部具备照明设施，方便夜间观察储存的物品。

型号：FYL-YS-150L 单门单锁，温度：2~48 外型尺寸：595×570×865mm

型号：FYL-YS-230L 单门单锁，温度：2~48 外型尺寸：595×590×1215mm

型号：FYL-YS-280L 单门单锁，温度：2~48 外型尺寸：595×570×1445mm

型号：FYL-YS-310L 单门单锁，温度：2～48 外型尺寸：595×695×1315mm

型号：FYL-YS-430L 单门单锁，温度：2～48 外型尺寸：595×680×1805mm

型号：FYL-YS-151L 单门双锁，温度：0～100 外型尺寸：595×565×860mm

型号：FYL-YS-281L 单门双锁，温度：0～100 外型尺寸：595×565×1440mm

型号：FYL-YS-431L 单门双锁，温度：0～100 外型尺寸：595×675×1795mm

型号：FYL-YS-828L 双门双锁，温度：2～48 外型尺寸：1267×678×1818mm

型号：FYL-YS-1028L 双门双锁，温度：2～48 外型尺寸：1267×678×2105mm

北京福意联有限公司 (Beijing Electric Appliance Co., Ltd.

) 是性医疗及实验室恒温冷藏设备生产经营企业，公司自成立以来，一直着眼于市场

的扩展。产品不仅仅只满足于国内市场，还远销国外。赢得了市场广泛的认可，我们的来自客户的一致信赖。在国内，福意联（FU.YI.LIAN）企业拥有众多合作良好的经销商。公司生产的产品以卓越的品质和服务赢得众多和各级的青睐。公司秉承“技术推广，”的指导方针，以为人类健康做贡献为己任，亲近更广泛的空间。

服务承诺：1.本公司出售的产品实行三包，整机保修一年，压缩机质保三年，保修期内免费（人为因素、不可抗拒的自然现象引起的故障或破坏除外）。2.用户可以咨询有关技术问题，并得到明确的解决方案。3.在接到报修通知后，如果不能解决的问题，人员可到现场指导或解决问题。4.

用户在正常使用中出现性能故障时，本公司承诺以上。

福意联人修为准则

1、实现福意联企业为全员制定的九年规划“幸福目标”需要我们大家从每、每一步开始努力。只有心正、身正、路正、才会致力于做对企业对社会有价值的福意联人。

2、“以德敬人、以诚立人”将是福意联企业永远遵循和追求的发展宗旨，以承受、勤奋、忍耐，赢得大思想、大境界、大收获。确保福意联企业对社会、对人民做更大的贡献。

储存品的保存箱使用方法：

- 1、在使用之前，请先仔细阅读技术说明书。
- 2、开机接通电源，长按开关机键即整机起动，采用自动控制程序，无须调节任何部件。
- 3、工作:待箱体湿度达到要求后，迅速、逐渐将储存品均匀放入箱体内。
- 4、停机:使用完备后，需要停机时，按开关机键关闭机器，切断电源即可。
- 5、产品出厂前已严格进行测试和检验，用户勿随意改装。如有必须请先咨询厂家注意事项。
- 6、待箱内温度恒温后，逐渐将储存物品放入箱体效果更好。
- 7、使用时，储存物品尽量放置保持间隙、均匀，这样有利于通风和保持温度均匀度。
- 8、开关机时长按开关机键即可。

相关产品：品保存箱报价， 品储存箱现货，储存品的保存箱