

# 手术室内嵌式的加热箱

产品名称	手术室内嵌式的加热箱
公司名称	北京福意联医疗设备有限公司大连分公司
价格	51818.00/台
规格参数	
公司地址	辽宁省大连市中山区长江东路56号17层10号
联系电话	13810107372 13810107372

## 产品详情

手术室加热箱公司以质量求发展，本公司致力于研制生产各类仪器设备。自成立以来，我公司认真精细地完善每一步检验程序，严格要求产品的每一步工艺流程，追求百分之百的完美品质。依托自身的人才、技术、资金，为医疗，实验室，科研、化工，，检测等企事业单位提供符合的各类仪器设备，并可根

据用户的需求设计、制造各类仪器设备。

手术室加热箱由福意联生产。

北京福意联有限公司（Beijing Electric Appliance Co., Ltd.）依托由技术研发团队及组成的恒温冷藏技术开发团队，经过十余年的发展积淀，拥有医疗、实验室、、化工、农业、食品等领域完善的恒温冷藏解决方案。同时与众多科研和应用单位建立了良好的合作关系，共同推动恒温冷藏设备仪器的发展和普及。

## 手术室加热箱技术参数

---

适用 科室：手术室，ICU病房，神经内外科，药剂科，输液室，急诊科,肾内科等。

适用（药液）：生理盐水37 -42 加温、冲洗液35-37 加温、甘露醇37-42 加温、透析液加温、B超液加温、等渗液、冲洗液、被服等，温度调节范围可根据具体情况任意调节、加温快，液体受热均匀，操作简便，帮助病人在手术过程中保持适当体温。

概况：2-48度多功能恒温箱是北京福意电器有限公司推出的医疗恒温加温产品，的或者物品对温度有要求，我们的产品均能满足的需求。特别是在冬季，的很多科室为了降低低体温症状的发生率，需要对液体进行加温处理后再对病人使用。在2014年6月份，颁布的手术室基础建设新规范中，加温箱成为了手术室的设备之一。

【产品型号】 FYL-YS-430L

【容积】 430L

【温度范围】 2~48

【额定电压】 AC220V

【额定频率】 50Hz

【外形尺寸】 595 × 680 × 1805 mm

【商品重量】 105kg

【气候类型】 N.SN

【制冷剂用量】 R600a(55g)

【额定输入功率】 160W

1、产品结构为立式箱体。主体分为四部分：电气控制系统，制冷系统、制热系统、显示系统。

- 2、箱体内部采用高密度聚氨酯整体发泡，具有重量轻、保温性能好等特点。
- 3、自动化霜功能，适合高温高湿地区，外门防凝露技术的应用，85%湿度无凝露。
- 4、智能电脑温度控制器，数码显示、控温精度高。具有高低温报警、温感器故障报警和安全锁功能，防止出现意外。
- 5、温感探头，自动显示箱体内部温度，便于随时观察箱体内温度变化。
- 6、采用新型风道设计，多孔入风使箱体内温度更均匀。温度偏差范围小。
- 7、制冷系统与制热系统匹配合理，采用强制空气循环，确保箱体内整体恒温无死角。降温或制热速度快，设定的温度在短时间里，即可达到设置温度要求。
- 8、使用三层高强度中空玻璃，中间层为真空处理，保温效果好，透明度高，便于随时观察箱体内部存放的物品。
- 9、采用新型全封闭压缩机，运转平衡，噪音低，使用寿命长。

10、此产品为嵌入式恒温箱，可将产品直接嵌入在壁橱或墙壁中，不占用多余空间。

11、箱体采用钢板，经喷涂工艺，表面色泽柔和，内部隔层可任意放宽和缩小，便于存放不同物品。箱体内部具备照明设施，方便夜间观察储存的物品。

### 产品配置清单

1、说明书1本

2、保修卡1张

3、合格1张

4、搁架7个

5、钥匙1把

A、容量规格为430L；

B、搁架层数；7层可调；

C、送风循环方式：强制送风循环,多孔入风使箱体内温度更均匀

D、加温温度：2 ~ 48 每度恒温可调，可根据储存物品种类设置温度，以达到理想效果，同时安全有效地保了物品本身具有的特性；

E、钢丝浸塑搁架用户可根据存放物品的多少调节搁物架间距，提高相对空间利用率

F、安全装置：多重安全装置：高低温报警，断电报警，温感故障报警等，从而保了设备使用的安全性；

G、自动化霜功能，适合高温高湿地区，外门防凝露技术的应用。

型号：FYL-YS-150L 单门单锁，温度：2 ~ 48 外型尺寸：595 × 570 × 865mm

型号：FYL-YS-230L 单门单锁，温度：2 ~ 48 外型尺寸：595 × 590 × 1215mm

型号：FYL-YS-280L 单门单锁，温度：2 ~ 48 外型尺寸：595 × 570 × 1445mm

型号：FYL-YS-310L 单门单锁，温度：2~48 外型尺寸：595×695×1315mm

型号：FYL-YS-430L 单门单锁，温度：2~48 外型尺寸：595×680×1805mm

-----  
型号：FYL-YS-151L 单门双锁，温度：0~100 外型尺寸：595×565×860mm

型号：FYL-YS-281L 单门双锁，温度：0~100 外型尺寸：595×565×1440mm

型号：FYL-YS-431L 单门双锁，温度：0~100 外型尺寸：595×675×1795mm

型号：FYL-YS-828L 双门双锁，温度：2~48 外型尺寸：1267×678×1818mm

型号：FYL-YS-1028L 双门双锁，温度：2~48 外型尺寸：1267×678×2105mm

福意联（FU.YI.LIAN）高低温试验箱（柜）可以用来考核和确定电工电子产品或材料在温度变化的环境

条件下贮存和使用的适应性。设备采用强迫空气循环来保持工作室内部温度的均匀性。为限制辐射影响，

设备内壁各部分温度与试验规定的温度之差均符合要求，且试验样品不会受到设备内加热与冷却元件的直接辐射。

## 福意联指导思想

团结友爱、互帮互助、坚定信念、共同进步

1、车载冰箱能让人在炎炎夏日里感受到一丝清凉，但是要清楚它的制冷温度，另外一点需要了解的是，半导体车载冰箱制冷效果不明显，制冷速度慢，是在家用冰箱中冷藏或冷冻过的东西再移进来。2、购买车载冰箱的同时，选择有低电压保护功能的产品。3、能配备电源转换器，以达到冰箱家里、车内使用两不误。4、使用车载冰箱时，进风口尽量不进水，否则车载冰箱会罢工。5、冰箱内胆中不可放置带磁性的物体，防止内部制冷芯片受到影响。6、箱体不可放过热的和带有腐蚀性的物体，避免对内胆造成破坏。7、半导体车载冰箱在由一种温度模式转换到另一种温度模式时要先切断电源8-10分钟。8、没有低电压包装装置的车载冰箱于车上使用时，在关闭发动机后要记得切断产品的电源。9、各款冰箱均有用于散热的出风口，在安放时要注意不要挡住出风口。